

ТРИКОЛІСНІ ВЕЛОСИПЕДИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача на вулиці за допомогою мускульної сили, що прикладається до педалей велосипеда, які оснащені тримачами для ніг, або за допомогою супроводжуючої особи, яка використовує ручку для супроводу / керування. Зазвичай характеризується відсутністю можливості індивідуальної адаптації системи сидіння

Код ISO 9999: 12 18 06

Код ДКПП: 30.92.10-30.00, 30.92.10-50.00,

Код УКТЗЕД: 87 12 00 10 00, 87 12 00 30 00

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування самостійне за допомогою керма та педалей / за допомогою супроводжуючої особи;
- система опори тіла регулюється за кутом нахилу;
- підніжки, підлокітники відсутні;
- спинка знімна, регулюється за висотою;
- сидіння регулюється за висотою та по горизонталі.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- тримачі для ніг / задники-тримачі;
- запобіжний пояс;
- робоче гальмо.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- валик для збереження зазору між ногами;
- ручка для супроводу та керування;
- кріплення для рук.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Захворювання центральної нервової системи та опорно-рухового апарату.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Подвійна ампутація або захворювання верхніх кінцівок;
- Подвійна ампутація на рівні стегна;
- Психічні захворювання, що супроводжуються розладами поведінки;
- Стійкі, помірні та виражені порушення функції дихання на стадії декомпенсації;
- Супутні захворювання серцево-судинної, дихальної системи на стадіях декомпенсації та субдекомпенсації.

ТРИКОЛІСНИЙ ВЕЛОСИПЕД
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ БАЗОВИЙ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
ЗП.2-0-0-*-4-1-5-2.3-*-*-12.13.14.18-1.2-1.2-5
(модель ВТП)

Конструктивні
особливості моделі

Постачається з сидінням без спинки
Підлокітники відсутні, підніжки не регулюються
Розбірне
Сидіння регулюється по висоті та по горизонталі
Підлокітники відсутні
Підніжка відсутня
Система опори тіла - регулюється висота та кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється по висоті

Додаткове оснащення

Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Робоче гальмо

Технічні характеристики

870	220	-	492	-	800-1070	1200	100 (kg)	30,0

ТРИКОЛІСНИЙ ВЕЛОСИПЕД
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ БАЗОВИЙ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
ЗП.2-0-0-*-4-1-4-2.3-**-12.14.18-1.2-1.2-3-Д
(модель ВТПД)

Конструктивні
особливості моделі

Постачається з сидінням без спинки
Підлокітники відсутні, підніжки не регулюються
Розбірне
Сидіння регулюється по висоті та по горизонталі
Підлокітники відсутні
Підніжка відсутня
Система опори тіла - регулюється висота та кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється по висоті

Додаткове оснащення

Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Робоче гальмо

Технічні характеристики

650	186	—	390	—	650-840	900	75	18,8

ТРИКОЛІСНИЙ ВЕЛОСИПЕД
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ БАЗОВИЙ



Виробник:
ПОГ «Інватех»

Шифр та модель виробу:
ЗП.2-9-5-*.4-1-3-2.3-*.8.12.14.18-1.2-1.2.3-4-Д
(моделі ВСД-11 «Капітан», ВСД-21 «Майор»)
ЗП.2-0-5-*.4-1-4-2.3-*.8.12.14.18-1.2-1.2.3-5-Д
(модель ВСД-31 «Генерал»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники відсутні, підніжки не регулюються
Розбірне
Сидіння регулюється по висоті та по горизонталі
Підлокітники відсутні
Підніжка відсутня
Система опори тіла - регулюється висота та кут нахилу
Спинка – знімна, регулюється по висоті та по горизонталі

Додаткове оснащення

Валик для збереження зазору між ногами
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Робоче гальмо

Технічні характеристики

ВСД-11 «Капітан»								
685	130	–	395	–	570-700	1200-1250	60	24,0
ВСД-21 «Майор»								
685	200	–	395	–	600-750	1200-1250	60	25,0
ВСД-31 «Генерал»								
860	200	–	395	–	750-1100	1200-1250	75	26,2

ТРИКОЛІСНИЙ ВЕЛОСИПЕД
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ БАЗОВИЙ



Виробник:
ФОП Денег Володимир Ігоревич

Шифр та модель виробу:
ЗП.2-8-5-*.4-1-1-2.3.4-*.12.13.14.18-1.2.3-1.2-3-Д
(модель № 1)
ЗП.2-8-5-*.4-1-2-2.3.4-*.12.13.14.18-1.2.3-1.2-3-Д
(модель № 2)
ЗП.2-9-5-*.4-1-3-2.3.4-*.12.13.14.18-1.2.3-1.2-4-Д
(модель № 3)
ЗП.2-9-5-*.4-1-3-2.3.4-*.12.13.14.18-1.2.3-1.2-4-Д
(модель № 4)
ЗП.2-9-5-*.4-1-4-2.3.4-*.12.13.14.18-1.2.3-1.2-4-Д
(модель № 5)
ЗП.2-9-5-*.4-1-5-2.3.4-*.12.13.14.18-1.2.3-1.2-4
(модель № 6)
ЗП.2-9-5-*.4-1-6-2.3.4-*.12.13.14.18-1.2.3-1.2-4
(модель № 7)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники відсутні, підніжки не регулюються
Розбірне.
Сидіння регулюється по висоті та по горизонталі,
регулюється кут нахилу
Підлокітники відсутні
Підніжка відсутня
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, по висоті, по горизонталі
Спинка – знімна, регулюється по висоті

Додаткове оснащення

Тримачі для ніг
Заднік тримачі (у вигляді манжети на гомілку)
Запобіжний пояс
Робоче гальмо

Технічні характеристики

Модель № 1	645	200	—	300	300	450-560	850-1160	30	16,0
Модель № 2	645	200	—	400	400	530-650	875-1195	50	18,0
Модель № 3	680	210	—	400	455	580-720	920-1260	60	21,0
Модель № 4	680	210	—	400	500	630-830	950-1350	60	22,0
Модель № 5	690	230	—	400	500	930-1360	650-850	75	23,0
Модель № 6	700	240	—	600	600	1000-1450	680-930	100	25,0
Модель № 7	700	250	—	600	600	1030-1530	710-1100	125	25,0

ТРИКОЛІСНИЙ ВЕЛОСИПЕД
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ БАЗОВИЙ



Виробник:
Фізична особа-підприємець
«Біосвіт В.М.»

Шифр та модель виробу:
ЗП.2-0-5-*-4-1-7-1.2.3.4-**-12.14.18-1.2.3-
1.2.3.5-6
(модель Комфорт-NEW)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники відсутні, підніжки не регулюються
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється по висоті, по
горизонталі,
регулюється кут нахилу
Підлокітники відсутні
Підніжка відсутня
Система опори тіла - регулюється по висоті, по
горизонталі, регулюється кут нахилу
Спинка знімна, регулюється по висоті, по
горизонталі, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Робоче гальмо

Технічні характеристики

850	200	180-280	605	605	820-1055	1155-1490	125 (kg)	33,5