

ЕЛЕКТРОСКУТЕРИ БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача на вулиці зі спеціальним приводом та системою керування. Характеризується можливістю самостійного керування за допомогою рульової колонки, обладнаний системою опори тіла, що обертається, та сидінням без спеціальних елементів, призначений тільки для користувачів, які можуть самостійно контролювати положення тулуба у кріслі колісному

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування – самостійне за допомогою рульової колонки;
- система опори тіла обертається;
- підлокітники відкидні / відкидні та регульовані по горизонталі;
- спинка відкидна / відкидна та регульована за кутом нахилу;
- сидіння знімне, регульоване за висотою та по горизонталі / регульована ефективна ширина.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушка на сидіння та спинку / м'яке сидіння;
- підголівник;
- запобіжний пояс.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Користувач може самостійно керувати електроскутером за допомогою обох верхніх кінцівок;
- Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадії субкомпенсації та декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб;
- Травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
- Захворювання центральної та периферичної нервової системи, наслідки травм та оперативних втручань, що супроводжуються стрімким зниженням рухової активності, зі збереженням рухів у плечовому поясі та верхніх кінцівках;
- Травма, захворювання таза або нижніх кінцівок, що унеможлиблює самостійне пересування без додаткової опори;
- Користувач планує використовувати крісло колісне на вулиці;
- Користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння (в тому числі анатомічного сидіння).

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- абсолютні:
- психічні захворювання;
 - порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
 - епілепсія та інші органічні ураження центральної нервової системи чи наслідки травм, що супроводжуються значним порушенням координації рухів верхніх кінцівок;
 - виражені порушення статичної та координації рухів;
 - стійкі помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче ніж 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають змоги керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення;
 - відсутність однієї або двох верхніх кінцівок (або їх частин);
 - захворювання та деформації (значні ушкодження та їх наслідки) після травм та операцій, що значно обмежують рухи в суглобах верхніх кінцівок;
 - наслідки травм, операцій та загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);
 - дитячий церебральний параліч з вираженими порушеннями рухової активності.
- користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння (в тому числі анатомічне сидіння).

ЕЛЕКТРОСКУТЕР БАЗОВИЙ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-9-5-7-4-8-7-1.2.3.9-1.4.5-9-2.5.6.14.17-
2.3.4-4.5-8
(46 см)
(модель W4028-Cruiser II)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка не регулюється
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється по висоті та по горизонталі, регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені, відкидні, регулюються по горизонталі
Підніжка - фіксована
Система опори тіла - регулюється висота та по горизонталі, обертається
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

685	460	460	330	330	500-590	1080	35	15	100	6	150	127,7



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-8-5-7-4-9-5-1.2.3.9-1.4-9-2.5.6.14.17-
2.3.4-4.5-8
(47,5 см)
(модель W4025-RIDERII)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка не регулюється
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється по висоті та по горизонталі, регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені, відкидні
Підніжка - фіксована
Система опори тіла - регулюється висота та по горизонталі, обертається
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

640	475	420	285	285	420-495	1225	30	10,5	100	6	100	100	100



Виробник:
ТОВ «Ваше Здоров`я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:
 КК.9.1-2-4-7-4-8-6-1.2.3.9-2.4-9-2.5.6.14.17-
 2.3.4-1.4-8
 (47 см)
 (модель Leo 4W)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння регулюється вручну, спинка не регулюється
 Підлокітники знімні або складані, підніжка не регулюється
 Розбірне
 Сидіння знімне, регулюється по висоті та по горизонталі, регулюється ефективна ширина
 Підлокітники короткі, відкидні
 Підніжка - фіксована
 Система опори тіла - регулюється висота та регулюється по горизонталі, обертається
 Спинка - знімна, відкидна

Додаткове оснащення

Підголівник
 Подушка на сидіння
 Подушка на спинку
 Запобіжний пояс
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

585	470	400	255	255	535	1090	38	8	60	10	125 (kg)	82,0



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія «ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-9-5-7-4-9-5-1.2.3.9-1.4-9-2.5.6.17-2.3.4-4.5-8
(48 см)
(модель КеД-34)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка не регулюється
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється по висоті та по горизонталі, регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені, відкидні
Підніжка - фіксована
Система опори тіла - регулюється висота та по горизонталі, обертається
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

685	480	450	267	267	460	1225	36	9,5	100	6	100	93,1



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:

КК.9.1-9-5-7-4-8-6-1.2.3-1.4-9-2.5.6.14.17-2.3.4-4.5-8
(45 см)
(модель КУ160-А)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка не регулюється
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється по висоті та по горизонталі
Підлокітники подовжені, відкидні
Підніжка - фіксована
Система опори тіла - регулюється висота та по горизонталі, обертається
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

												
680	450	450	255	255	600	1200	25	6	60	8	10	88,8

Примітка. Крісло колісне оснащено корзиною для перевезення речей

ЕЛЕКТРОСКУТЕР БАЗОВИЙ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-9-5-7-4-9-5-1.2.3.9-1.4.5-9-2.5.6.14.17-2.3.4-4.5-8
(48 см)
(модель Wisking 4028)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка не регулюється
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється по висоті та по горизонталі, регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені, відкидні, регулюються по горизонталі
Підніжка - фіксована
Система опори тіла - регулюється висота та по горизонталі, обертається
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

685	480	450	330	330	460	1120	40	15,0	100	6	100	93,1	



Виробник:
ТОВ «Фенікс Медікал»

Шифр та модель виробу:
 КК.9.1-2-5-7-4-8-7-1.2.3.9-2.4.5-9-2.5.6.14.17-
2.3.4-4.5-8
 (46 см)
 (модель Sterling S400)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
 Підлокітники знімні або складані, підніжка не регулюється
 Розбірне
 Сидіння знімне, регулюється по висоті та по горизонталі, регулюється ефективна ширина
 Підлокітники короткі, відкидні, регулюються по горизонталі
 Підніжка - фіксована
 Система опори тіла - регулюється висота та регулюється по горизонталі, обертається
 Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
 Подушка на сидіння
 Подушка на спинку
 Запобіжний пояс
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

650	460	445	250	250	460	1250	25	7,6	60	9(3)	>125 (kg)	110,1	