

Засіб для переміщення користувача за допомогою супроводжуючої особи. Характеризується обмеженими можливостями у позиціонуванні користувача (відсутність можливості регулювання системи опори тіла), обладнаний ручками та може бути обладнаний гальмівною системою для її використання супроводжуючою особою

Код ISO 9999: 12 21 03

Код ДКПП: 30.92.20-30.01

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування за допомогою супроводжуючої особи;
- система опори тіла фіксована;
- підніжки знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- підлокітники знімні / відкидні;
- спинка фіксована;
- у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- підставка під гомілки / задники-тримачі.
- Додаткове спеціальне оснащення** (залежно від індивідуальних потреб користувача):
- подушка на сидіння / спинку;
 - запобіжний пояс;
 - ручне гальмо для супроводжуючої особи.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок за наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок, що не дають змоги самостійно керувати кріслом колісним;
 - Травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (без виражених залишкових деформацій), що унеможливає самостійне пересування без додаткової опори, за наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок, що не дають змоги самостійно керувати кріслом колісним;
 - Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливають самостійне пересування без додаткової опори;
 - Наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок та поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційна кукса (тільки однієї нижньої кінцівки), хибний суглоб, дефект сегмента за наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок, які не дають змоги самостійно керувати кріслом колісним;
- користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння;

відносні:

- наявність виражених залишкових явищ перенесених травм і деформацій хребта, таза;
- користувач планує використовувати крісло колісне більше ніж 3 години протягом дня;
- користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи крісел-каталок;
- габаритні розміри у групі крісел-каталок не відповідають вимогам користувача та ускладнюють експлуатацію крісла-каталки.



Виробник:

ТОВ «Друкмаш-Центр»

Шифр та модель виробу:

КК.1-4-1-8-2-4.9-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.18-7-4-2
(33 см)

КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.18-7-4-2
(36 см)

КК.1-5-1-8-2-6.9-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.18-7-4-2
(39 см)

КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.18-7-4-2
(42 см)

КК.1-5-1-8-2-8.9-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.18-7-4-2
(45 см)

(модель TAW907LABH)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Робоче гальмо

Технічні характеристики

525	330	530	395	145	455	915	100	12,6
555	360	530	395	145	455	915	100	12,8
585	390	530	395	145	455	915	100	13,0
605	420	530	395	145	455	915	100	13,2
635	450	530	395	145	455	915	100	13,4

Примітка. Додатково оснащено м'якою накладкою на спинку та сидіння



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.1-5-1-8-2-5.6-5-6-1.4-3.7-9.14.17.18-7-4-2
(38 см)
КК.1-5-1-8-2-7.6-5-6-1.4-3.7-9.14.17.18-7-4-2
(43 см)
(модель GK863LABJ)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені, відкидні
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

555	380	390	380	150	460	945	100 (kg)	12,6
585	430	390	380	150	460	945	100	12,8

Примітка. Додатково оснащено м'якою накладкою на спинку та сидіння



Виробник:

ХМУВП “ВОЛЯ” ХОФ «Соціальний захист та реабілітація інвалідів»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-6-2 (36 см)
(модель АЛ904.2.Н.36)

КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ904.2.Н.36Р)

КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-6-2 (42 см)
(модель АЛ904.2.Н.42)

КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ904.2.Н.42Р)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота (у моделях з позначкою «Р» також регулюється кут нахилу підніжки)
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки (моделі АЛ904.2.Н.36, АЛ904.2.Н.42)
Складові підставки під гомілки (моделі АЛ904.2.Н.36Р, АЛ904.2.Н.42Р)
Подушка на сидіння

Технічні характеристики

АЛ904.2.Н.36, АЛ904.2.Н.36Р								
560	360	500	300	195	475	885	100	14,5-16,5
АЛ904.2.Н.42, АЛ904.2.Н.42Р								
630	420	500	300	195	475	885	100	15,0-17,0



Виробник:

ХМУВП “ВОЛЯ” ХОФ «Соціальний захист та реабілітація інвалідів»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ907.2.Н.36)

КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ907.2.Н.36Р)

КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ907.2.Н.42)

КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ907.2.Н.42Р)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота (у моделях з позначкою «Р» також регулюється кут нахилу підніжки)
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки (моделі АЛ907.2.Н.36, АЛ907.2.Н.42)
Складові підставки під гомілки (моделі АЛ907.2.Н.36Р, АЛ907.2.Н.42Р)
Подушка на сидіння

Технічні характеристики

АЛ907.2.Н.36, АЛ907.2.Н.36Р								
570	360	510	390	195	470	910	100	15,5-17,5
АЛ907.2.Н.42, АЛ907.2.Н.42Р								
625	420	510	390	195	470	910	100	16,0-18,0