

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ

Засіб зі спеціальним додатковим оснащенням для переміщення в межах будівель та поза будівлями користувачів в ослабленому стані та перебування в ньому до 8 годин на день. Характеризується збільшеною вагою за рахунок спеціального додаткового оснащення залежно від індивідуальних потреб користувача, можливістю забезпечення пасивної зміни положення тіла та додаткової підтримки, мінімальним самостійним використанням користувачем крісла колісного та у більшості випадків вимагає допомоги супроводжуючої особи.

Код ISO 9999: 12 21 03, 12 21 06, 12 21 09

Код ДКПП: 30.92.20-30.01, 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.04

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування за допомогою супроводжуючої особи;
- система опори тіла фіксована / пружинна / обертається / знімається;
- підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- спинка регульована за кутом нахилу;
- у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах / розбірне, у складеному положенні втрачає можливість котитись на колесах.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушка на сидіння / на сидіння та спинку / м'яке сидіння;
- валик для збереження зазору між ногами;
- підставка під гомілки / тримачі для ніг / задники-тримачі;
- запобіжний пояс

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- бічні упори для тіла;
- бічні упори для голови / підголівники;
- фіксатор грудної частини тіла.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
- Травма хребта (в тому числі шийна) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок;
- Захворювання центральної чи периферичної нервової системи, наслідки травм та оперативних втручань, що супроводжуються стрімким зниженням рухової активності;
- Травма таза або нижніх кінцівок (в тому числі виражена залишкова деформація), що унеможливорює самостійне пересування без додаткової опори;
- Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадії субкомпенсації та декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливають самостійне пересування без додаткової опори;
- Наявність деформацій хребта;
- Дитячий церебральний параліч з вираженими порушеннями рухової активності;
- Користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок або частково – за допомогою обох верхніх кінцівок (тетраплегія), або не може самостійно керувати кріслом колісним без допомоги супроводжуючої особи;
- Користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння або його додаткового налаштування;
- Користувач прикутий до ліжка;
- Користувач потребує додаткової підтримки плечового поясу та голови;
- Користувач не може самостійно користуватись кріслом колісним через значні вроджені вади хребта;
- Користувач потребує спеціальної анатомічної системи сидіння;
- Користувач має порушення свідомості та користується кріслом колісним за допомогою супроводжуючої особи.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

відносні:

- захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії компенсації зі збереженням рухової активності;
- користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ДАХК «АРТЕМ»

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:

КК.2-6-5-5-4-8-7-3.4-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.4.5.6.8.10.11.13.14.17.18-1-5-6
(44,5 см)
(модель 235)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння - регулюється кут нахилу та по горизонталі
Підлокітники подовжені, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна, обертається, регулюється висота
та кут нахилу. Має відкидну складану опору стопи,
яка регулюється за кутом нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Підставка під гомілки, яка регулюється по глибині
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

700	445	485-565	600	200	490	1580	125 (kg)	33,0

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ДАХК «АРТЕМ»

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-5-5-4-8-7-3.4-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.4.5.6.8.10.11.13.14.17.18-1-5-5

(44,5 см)

(модель 238)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння - регулюється по горизонталі, регулюється
кут нахилу
Підлокітники подовжені, регулюються по горизонталі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою
стопи, що регулюється, обертається, регулюється
висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Підставка під гомілки, яка регулюється по глибині
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

615	445	400-490	397	188	475-640	1180	>125	29,1

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ
БАЗОВЕ



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.1-2-2-2-2-5.2-2-10-1-3.6-3.4.8.9.12.14.15-7-5-4-Д
(36,5 см)
(модель 320)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Приставний столик

Технічні характеристики

595	365	265	191	191	460	1120	50	20,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ
БАЗОВЕ

05.1



Виробник:

ДАХК «АРТЕМ»

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-9-8-4-4-5-4-4-1.3.4.7-8.9.14-1.5-5-7
(34 см)

КК.2-5-9-8-4-5-5-4-4-1.3.4.7-8.9.14-1.5-5-7
(38 см)

КК.2-5-9-8-4-7-5-4-4-1.3.4.7-8.9.14-1.5-5-7
(44 см)
(модель 250)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння та спинка регулюються сервоприводом

Підлокітники знімні або складані, підніжка

регулюється вручну

Розбірне

Сидіння - регулюється кут нахилу

Підлокітники короткі, відкидаються

(обертаються або піднімаються)

Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою

стопи, регулюється висота та кут нахилу

Система опори тіла - регулюється кут нахилу,

регулюється сидіння, підніжка і спинка

одночасно до вертикального положення

Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Валик для збереження зазору між ногами

Суцільна підставка під гомілки

Запобіжний пояс

Технічні характеристики

610	340	450	600	180	450	958	100 (kg)	36,2
650	380	450	600	180	450	958	100	36,2
710	440	450	600	180	450	958	100	36,2

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.3-5-2-2-4-4-4-10-1-3.6.8-8.9.12.13.14-7-5-3-Д
(33 см)
(модель ККД)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється
вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване (м'яке сидіння)
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу одночасно зі
спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	960	75 (kg)	19,0

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ
БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-8.9.12.13.14-7-5-3-Д
(33 см)
(модель КДС)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
 Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
 Розбірне
 Сидіння фіксоване (м'яке сидіння), з гігієнічним отвором
 Підлокітники подовжені
 Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу одночасно зі спинкою
 Система опори тіла – фіксована
 Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Валик для збереження зазору між ногами
 Суцільна підставка під гомілки
 Тримачі для ніг
 Задники-тримачі
 Запобіжний пояс

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	960	75 (kg)	19,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:

**КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-2.3.4.8.9.12.13.14-
7-5-4-Д
(33 см)
(модель КДС-1)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється
вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване (м'яке сидіння), з гігієнічним
отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу одночасно зі
спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	1100	75 (kg)	23,0

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-2-5-6-4.3-2-9-1-3.6-2.4.8.9.12.14.16-7-5-3-Д
(34 см)
(модель Child1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

575	340	310	305	250	550	1080	50 (kg)	18,8

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

**КК.1-6-5-2-3-3.3-2-1.3.9-1-3.4.6-2.4.8.9.12.14.16-
4.6-2.5-3-Д
(31,5 см)
(модель Child2)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Складається. Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне з регульованою ефективною шириною, регулюється по горизонталі
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - обертається (знімна), пружинна
Спинка - регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

670	315	315	274	225	595	1000/ 1210	50 (kg)	19,5

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено тентом від дощу та сонця, чохлом для захисту від снігу та морозу, а також корзиною для перевезення речей

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ
БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.1-2-2-2-2-5.2-2-6-3-3.7-2.8.9.14.16-6-5-3-Д
(38 см)
(модель Child3)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
 Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
 можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі
 Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи,
 регулюється висота
 Система опори тіла - пружинна
 Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
 Валик для збереження зазору між ногами
 Суцільна підставка під гомілки
 Запобіжний пояс
 Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

620	380	262	246	174	510	1205	50 (kg)	16,4

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено чохлом від дощу та чохлом для захисту від снігу та морозу, а також сумкою для речей.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

05.1



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.1-2-5-2-2-5.7-3-3-3-3-2.4.8.9.13.14-7-5-3-Д
(38 см)
(модель SWEETY)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
 Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння регулюється по горизонталі
 Підлокітники похилі
 Підніжка регулюється по висоті
 Система опори тіла - фіксована
 Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
 Бічні упори для тіла
 Валик для збереження зазору між ногами
 Суцільна підставка під гомілки
 Задники-тримачі
 Запобіжний пояс

Технічні характеристики

600	380	380-430	245	170	560	805-1130 (по тенту)	60 (kg)	19,8

Примітка. Додатково оснащено м'яким сидінням та спинкою

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

**КК.2-5-5-5-4-7-6-1.3.4-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.5.6.8.10.11.14.17.18-1-1.2.5-6 (43 см)**
**КК.2-6-5-5-4-8-6-1.3.4-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.5.6.8.10.11.14.17.18-1-1.2.5-6 (46 см)**
**КК.2-6-5-5-4-9-7-1.3.4-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.5.6.8.10.11.14.17.18-1-1.2.5-6 (48 см)**
**КК.2-0-5-5-4-10-7-1.3.4-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.5.6.8.10.11.14.17.18-1-1.2.5-6 (51 см)**
(модель 9.072 Solero Light)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння - знімне, регулюються кут нахилу та по
горизонталі
Підлокітники подовжені, регулюються по
горизонталі
Підніжка - знімна, обертається, регулюється
висота, кут нахилу та кут нахилу опори стопи. Має
відкидну складану опору стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюються висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Підставка під гомілки, яка регулюється по глибині
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

640	430	570-630	600	190	520	920; 1150- 1520	125	33,0
670	460	570-630	600	190	520	920; 1150- 1520	125	33,5
690	480	570-630	600	190	520	920; 1150- 1520	160	34,0
720	510	570-630	600	190	520	920; 1150- 1520	160	34,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

**КК.2-4-5-5-4-4-5-1.4-1.4-1.2.3.4.7-
2.4.5.6.8.10.14.15.17-1-1.5-4
(33см)
КК.2-5-5-5-4-5-5-1.4-1.4-1.2.3.4.7-
2.4.5.6.8.10.14.15.17-1-1.5-4
(38 см)
(модель VCWR211R)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння - знімне, регулюється кут нахилу
Підлокітники подовжені, відкидаються
Підніжка - знімна, обертається, регулюється висота
та кут нахилу. Має відкидну складану опору стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Складові підставки під гомілки
Валік для збереження зазоруміж ногами
Протиперекидний пристрій
Запобіжний пояс
Приставний стіл

Технічні характеристики

535	330	470	523	177	490	1070	100	23,0
585	380	470	523	177	490	1070	100	23,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:

**КК.2-5-5-5-6-5-6-1.3.9-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.5.6.8.10.11.13.14.17-1.2.3-1.2.5-7 (38 см)**
**КК.2-6-5-5-6-7-6-1.3.9-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.5.6.8.10.11.13.14.17-1.2.3-1.2.5-7 (43 см)**
**КК.2-0-5-5-6-9-6-1.3.9-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.5.6.8.10.11.13.14.17-1.2.3-1.2.5-7 (48 см)**
(модель REA Azalea)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння - знімне, регулюється ефективна ширина,
регулюються по горизонталі
Підлокітники подовжені, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна, обертається, регулюється висота
та кут нахилу. Має відкидну складану опору стопи,
яка регулюється за кутом нахилу
Система опори тіла - регулюється висота та кут
нахилу, регулюється по горизонталі
Спинка - знімна, регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Складові підставки під гомілки
Підставка під гомілки, які регулюється по
глибині
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

645	380	430-500	605	167	400/450/500	905-1248	125	37,0
695	430	430-500	605	167	400/450/500	905-1248	125	37,3
745	480	430-500	605	167	400/450/500	905-1248	125	37,6

Примітка. Крісло колісне може бути оснащено анатомічною спинкою та сидінням

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «Виробнича компанія «ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:

КК.1-4-2-2-5-1.6-2-1-2-3.6-2.3.4.5.6.9.14.15.17-1-
1.5-3-Д
(25 см)
(модель КкД-15-01)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється
вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники короткі
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Приставний столик
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

415	250	395	300	151	480- 660	1030	50 (kg)	17,3

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «Виробнича компанія «ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:

КК.1-4-2-5-5-4.7-4-1-2-1.2.3.4.7-2.4.5.6.8.10.14.17-1-1.5-4-Д

(32 см)

КК.1-4-2-5-5-5.7-4-1-2-1.2.3.4.7-2.4.5.6.8.10.14.17-1-1.5-4-Д

(36 см)

(модель КкД-16)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

480	320	415	375	153	510 (780)	1120	75	23,0
520	360	415	375	153	510 (780)	1120	75	23,0

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «ЛІДЕР-ОРТО»

ТОВ НВЦ «Антеї ЛТД»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-2-2-5-4.4-2-7-1-3.4.6-2.4.8.9.12.14.16-6-5-4-Д
(35 см) (модель Comfort MM [3])

КК.1-5-2-2-5-5.5-2-7-1-3.4.6-2.4.8.9.12.14.16-6-5-4-Д
(38 см) (модель Comfort MM [4])

КК.1-5-2-2-5-5.6-2-7-1-3.4.6-2.4.8.9.12.14.16-6-5-4-Д
(38 см) (модель Comfort MM [5])

КК.1-6-2-2-5-6.8-3-7-1-3.4.6-2.4.8.9.12.14.16-6-5-5-Д
(41 см) (модель Comfort MM [6])

КК.1-6-2-2-5-6.9-3-7-1-3.4.6-2.4.8.9.12.14.16-6-5-5-Д
(41 см) (модель Comfort MM [6+])

КК.1-6-2-2-5-8.9-4-7-1-3.4.6-2.4.8.9.12.14.16-6-5-5-Д
(44,5 см) (модель Comfort Maxi [7])

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливість пересуватись на колесах

Сидіння - пружинне

Підлокітники подовжені

Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу

Система опори тіла - пружинна

Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник

Бічні упори для тіла

Валик для збереження зазору між ногами

Суцільна підставка під гомілки

Тримачі для ніг

Запобіжний пояс

Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

625	350	330	315	195	500	960	50	21,0	
635	380	380	315	195	500	945	50	21,7	
635	380	410	315	195	500	945	50	22,2	
695	410	450	315	195	500	950	60	26,2	
695	410	480	315	195	500	950	60	26,2	
700	445	480	315	195	500	950	75	28,0	

Примітка.

Оснащено м'яким сидінням
та спинкою

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

**КК.1-6-5-2-6-4.4-2-1.3.9-1-3.4.6-2.8.9.12.14.16-4-
2.5-3-Д
(32,5 см)
(модель ОККСД)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння - знімне, регулюється по горизонталі,
регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - обертається (знімна)
Спинка - регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

665	325	350	290	188	510	1170	50 (kg)	19,9

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

КК.1-4-2-5-5-5.7-4-1-2-1.2.3.4.7-2.4.8.10.14.17-1-1.5-4-Д
(38 см)
(модель ОККСА-01)
КК.1-5-2-5-5-9.8-5-1-2-1.2.3.4.7-2.4.8.10.14.17-1-1.5-4
(48 см)
(модель ОККСА)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ОККСА-01								
500	380	410	375	155	520	1050	75	23,0
ОККСА								
595	485	460	375	155	520	1105	100	25,0

Примітка. Оснащено м'яким сидінням та спинкою

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-2-2-2-4.3-1-1-1-3.4.6-2.8.9.14.16-6-5-3-Д
(33 см)
(модель Dixie Plus)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - пружинна, передбачено
можливість зміни положення рукоятки, що є
еквівалентом системи опори тіла що обертається
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

600	330	310	265	196	520	1040	30 (kg)	15,8

Примітка. Оснащено тентом від дощу та сонця, а також корзиною для тримання речей,
а також м'яким сидінням та спинкою

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

КК.1-2-5-2-5-5.3-2-3.9-2-1.3-2.4.8.10.12.13.14-7-5-3-Д (35,5 см)
(модель Piper Comfort)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння - регулюється по горизонталі, регулюється ефективна ширина
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

585	355	295	22	170	460	990	50 (kg)	16,5

Примітка. Оснащено м'яким сидінням та спинкою, тентом від дощу та сонця, чохлом від дощу, фіксаторами для ніг

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

КК.1-4-5-2-2-2.2-1-4-1-3.4.6-2.8.12.14.16-7-5-3-Д
(29 см)

КК.1-5-5-2-2-4.3-1-4-1-3.4.6-2.8.12.14.16-7-5-3-Д
(33 см)

КК.1-5-5-2-2-5.5-1-4-1-3.4.6-2.8.12.14.16-7-5-3-Д
(36 см)

КК.1-5-5-2-2-6.5-2-4-1-3.4.6-2.8.12.14.16-7-5-4-Д
(39 см)

(модель Ben 4 Plus Standard)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння - регулюється кут нахилу
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Валик для збереження зазору між ногами
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

530	290	290	305	195	540	1033	30	16,1
570	330	320	305	195	540	1033	30	18,1
600	360	360	305	195	540	1033	30	19,1
630	390	380	305	195	540	1033	50	21,1

Примітка. Оснащено тентом від дощу та сонця, корзиною для тримання речей, чохлом від дощу, а також м'яким сидінням та спинкою

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ
БАЗОВЕ

05.1



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.1-6-2-2-6-3.2-2-1.3.9-1-3.4.6-2.5.6.8.9.14.16-4-2.5-4-Д
(30 см)
(модель RE-MK 2200)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне, регулюється по горизонталі та регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - обертається (знімна)
Спинка - регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

660	300	265	303	191	515	1060	50 (kg)	20,5

Примітка. Крісло колісне додатково оснащене тентом від дощу та сонця

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ
БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.1-4-2-5-5-5.9-4-1.9-1.4-1.2.3.4.7-2.4.5.6.8.10.17-1-1.5-4-Д
(38 см)
(модель OSD-USTB-18)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння знімне, регулюється ефективна ширина
 Підлокітники подовжені, відкидні
 Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
 Система опори тіла - регулюється кут нахилу
 Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
 Бічні упори для тіла
 Подушка на сидіння
 Подушка на спинку
 Валик для збереження зазору між ногами
 Складові підставки під гомілки
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

548	380	480	380	177	550	1155	75 (kg)	22,0

Примітка. Крісло колісне додатково комплектується сумкою для перевезення речей

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антеї ЛТД»

Шифр та модель виробу:

**КК.1-2-2-2-2-3.3-2-1-1-3.6-3.4.8.9.12.13.14.16-
7-5-3-Д
(32 см)
(модель КДР-1020)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу до горизонтального
положення

Додаткове оснащення

Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

570	320	310	200	200	470	1060	15,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ НВЦ «Антеї ЛТД»

Шифр та модель виробу:

**КК.1-2-2-2-2-3.3-2-1-1-3.4.6-3.4.8.9.12.13.14.16-
6-5-3-Д
(32 см)
(модель КДР-1025)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - пружинна, передбачено
можливість зміни положення рукоятки, що є
еквівалентом системи опори тіла, що обертається
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

								
575	320	320	250	250	500	1090	50 (kg)	15,2

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено тентом від дощу та сонця, а також корзиною для тримання речей

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»

Шифр та модель виробу:

**КК.1-2-2-2-2-4.4-2-1-1-3.4.6-3.4.8.9.12.13.14.15.16-
6-5-3-Д
(32,2 см)
(модель КДР-2020)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - пружинна
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Приставний столик
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

580	322	323	244	196	490	1120	50 (kg)	15,7

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено тентом від дощу та сонця

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»

Шифр та модель виробу:

**КК.1-2-2-2-2-5.4-2-1-1-3.6-3.4.8.9.12.13.14.16-
7-5-3-Д
(36 см)
(модель КДР-2030)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

580	360	340	197	197	510	1070/ 1200	50 (kg)
							15,7

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено тентом від дощу та сонця

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антеї ЛТД»

Шифр та модель виробу:

**КК.1-2-2-2-2-6.6-3-1-1-3.6-3.4.8.9.12.13.14.16-
7-5-3-Д
(39 см)
(модель КДР-2035)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

620	390	390	247	247	580	1050/ 1190	60 (kg)	17,3

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»

Шифр та модель виробу:

**КК.1-2-5-2-3-4.4-2-1.3.9-1-3.4.6-2.4.8.9.12.14.16-
4.6-2.5-3-Д
(32,2 см)
(модель КДР-3020)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Складане. Крісло колісне у складеному положенні
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне з регульованою ефективною
шириною, регулюється по горизонталі
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - обертається (знімна), пружинна
Спинка - регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

600	322	325	245	196	555	1070	50 (kg)	18,1

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено тентом від дощу та сонця

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антеї ЛТД»

Шифр та модель виробу:

КК.1-8-2-2-2-3.3-2-1-3-3.6-3.4.8.9.12.13.14-7-5-3-Д

(32 см)

(модель КДР-1050)

КК.1-8-2-2-2-5.5-3-1-3-3.6-3.4.8.9.12.13.14-7-5-3-Д

(37 см)

(модель КДР-1060)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники похилі
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

КДР-1050								
585	320	320	300	300	460	1160	50	16,0
КДР-1060								
635	370	370	300	300	460	1160	60	16,5

Примітка. Оснащено м'яким сидінням та спинкою, тентом від дощу та сонця

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»

Шифр та модель виробу:

КК.1-2-2-2-2-2.3-2-6-3-1.3-2.8.9.12.14.16-6-5-3-Д
(28 см)
(модель Umbrella)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна, регулюється висота
Система опори тіла - пружинна
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

615	280	310	170 та 250	520	1035 рукоятка/ 1200 тент	50 (kg)	16,4

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено тентом від дощу та сонця, м'яким сидінням та спинкою

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ХМУВП «Воля» ХОФ «Соціальний захист та реабілітація інвалідів»

Шифр та модель виробу:

КК.1-6-5-2-2-3.1.2-1-3.6-3-1.3-2.4.8.12.14.15.16-6-
2.5-3-Д
(30 см)
(модель Pegaz)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Складається. Крісло колісне у складеному положенні
не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається, регулюється по горизонталі
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна, регулюється висота
Система опори тіла - пружинна
Спинка - регулюється по висоті, за кутом нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Тримач для ніг
Запобіжний пояс
Приставний столик
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

660	300	270	179	179	580	1055/ 1180	30 (kg)	15,6

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ХМУВП «Воля» ХОФ «Соціальний захист та реабілітація інвалідів»

Шифр та модель виробу:

КК.1-6-2-2-3-3.2-1-1-1-3.4.6-2.4.8.9.12.13.14.15.16-
1.4.6-5-4-Д
(30 см)
(модель Mewa)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Складається. Крісло колісне у складеному положенні
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - обертається (знімна),
пружинна, регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Приставний столик
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

665	300	265	305	238	540	1110/ 1260	30	21,2

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено тентом від дощу та сонця, чохлом для захисту від снігу та морозу, москітною сіткою, корзиною для перевезення речей, парасолькою, рукавицями та сумкою для супроводжуючої особи