

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ

Засіб зі спеціальним додатковим оснащенням для переміщення в межах будівель та поза будівлями користувачів в ослабленому стані та перебування в ньому до 8 годин на день. Характеризується збільшеною вагою за рахунок спеціального додаткового оснащення залежно від індивідуальних потреб користувача, можливістю забезпечення пасивної зміни положення тіла та додаткової підтримки, мінімальним самостійним використанням користувачем крісла колісного та у більшості випадків вимагає допомоги супроводжуючої особи.

Код ISO 9999: 12 21 03, 12 21 06, 12 21 09

Код ДКПП: 30.92.20-30.01, 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.04

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування за допомогою супроводжуючої особи;
- система опори тіла регулюється за кутом нахилу;
- підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- спинка регульована за кутом нахилу.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушка на сидіння / на сидіння та спинку / м'яке сидіння;
- валик для збереження зазору між ногами;
- підставка під гомілки / тримачі для ніг / задники-тримачі;
- запобіжний пояс;
- бічні упори для тіла;
- бічні упори для голови / підголівник.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- фіксатор грудної частини тіла.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
- Травма хребта (в тому числі шийна) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок;
- Захворювання центральної чи периферичної нервової системи, наслідки травм та оперативних втручань, що супроводжуються стрімким зниженням рухової активності;
- Травма таза або нижніх кінцівок (в тому числі виражена залишкова деформація), що унеможлиблює самостійне пересування без додаткової опори;
- Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадії субкомпенсації та декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможлиблюють самостійне пересування без додаткової опори;
- Наявність деформацій хребта;
- Дитячий церебральний параліч з вираженими порушеннями рухової активності;
- Користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок або частково – за допомогою обох верхніх кінцівок (тетраплегія), або не може самостійно керувати кріслом колісним без допомоги супроводжуючої особи;
- Користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння або його додаткового налаштування;
- Користувач прикутий до ліжка;
- Користувач потребує додаткової підтримки плечового поясу та голови;
- Користувач не може самостійно користуватись кріслом колісним через значні вроджені вади хребта;
- Користувач потребує спеціальної анатомічної системи сидіння;
- Користувач має порушення свідомості та користується кріслом колісним за допомогою супроводжуючої особи.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

відносні:

- захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії компенсації зі збереженням рухової активності;
- користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.1-5-5-2-6-4.5-1-3.4.9-1-3.4.6-
2.4.8.9.12.14.16-1.6-2.5-4-Д
(34 см)
(модель Junior Plus)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння регулюється по горизонталі, регулюються кут нахилу та ефективна ширина
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, пружинна
Спинка - регулюються кут нахилу та висота

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

630	340	320-380	240	305	600	1180	30 (kg)	21,0

Примітка. Додатково оснащено м'яким сидінням та спинкою

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ



Виробник:

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:

**КК.2-5-5-5-6-5-6-1.3.9-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.4.5.6.8.10.11.13.17-1.2-1.2.5-7 (38 см)**
**КК.2-5-5-5-6-7-6-1.3.9-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.4.5.6.8.10.11.13.17-1.2-1.2.5-7 (43 см)**
**КК.2-0-5-5-6-9-6-1.3.9-1.5-1.2.3.4.5.7-
2.4.5.6.8.10.11.13.17-1.2-1.2.5-7 (48 см)**
(модель Rea Clematis)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне, регулюється по горизонталі, регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені, регулюється по горизонталі
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота, регулюється кут нахилу, регулюється кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті
Спинка - знімна, регулюються висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Подушки на сидіння
Подушки на спинку
Складові підставки під гомілки
Підставки під гомілки, яка регулюється по глибині
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

							 (kg)	 (kg)
610	380	520-600	600	200	510	990-1080 1225-1630	125	37,2
660	430	520-600	600	200	510	990-1080 1225-1630	125	37,7
710	480	520-600	600	200	510	990-1080 1225-1630	125	38,2

Примітка. оснащені контурними подушками на спинку та сидіння, може бути оснащено подушкою на сидіння шириною 36 см, 40,5 см, 45,5 см

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:

КК.1-6-2-5-5-9.7-4-1-2-1.2.3.4.7-2.4.5.6.8.10.14.17-1-1.5-5
(47,5 см)
(модель KY958LC-A-48)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники короткі
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

680	475	435	380	153	410	920	75	26

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-5-2-6-1.2-1-3.4.9-1-3.4.5.6-3.4.8.10.12.13.14.16-1.6-2.5-3-Д (26 см)

КК.1-5-5-2-6-4.4-1-3.4.9-1-3.4.5.6-3.4.8.10.12.13.14.16-1.6-2.5-4-Д (33 см)

КК.1-6-5-2-6-5.7-2-3.4.9-1-3.4.5.6-3.4.8.10.12.13.14.16-1.6-2.5-4-Д (37 см)
(модель Tom 5 streeter+Denver)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння регулюється по горизонталі, кут нахилу та регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота, регулюється кут нахилу та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, пружинна
Спинка - регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

605	260	290	265	170	500	1100	35	20,0
645	330	350	265	170	550	1100	40	22,0
685	370	300-420	265	170	550	1195	50	23,5

Примітка. Додатково оснащено м'яким сидінням та спинкою, тентом від дощу та сонця, колісною базою Denver

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ



Виробник:

ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-5-8-5-3.2-2-3.9-3.5-3.4.5.6-2.4.8.10.13.14.16-1.6-2.5-4Д

(30 см)

КК.1-6-5-8-5-4.2-2-3.9-3.5-3.4.5.6-2.4.8.10.13.14.16-1.6-2.5-4Д

(35 см)

(модель Otto Bock Kimba Neo)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння регулюється по горизонталі, регулюється ефективна ширина
Підлокітники похилі, регулюється висота
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу, регулюється кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - пружинна, регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

600	300	190-310	280	172	520	1190 (по рукоятці)	50	22,6
670	350	240-400	280	172	520	1190 (по рукоятці)	50	23,7

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ



Виробник:

ТОВ НВЦ «Антеї ЛТД»

Шифр та модель виробу:

КК.1-5-5-2-5-3.5-1-4.9-1-3.4.6-2.4.8.9.12.13.14.16-1.6-2.5-3-Д

(30 см) (модель Gemini 2 32)

КК.1-6-5-2-5-5.5-2-4.9-1-3.4.6-2.4.8.9.12.13.14.16-1.6-2.5-5-Д

(38 см) (модель Gemini 2 40)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння регулюється кут нахилу та ефективна ширина
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - пружинна, регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

635	300	300-360	310 та 195	540	1200	30	19,5
690	380	380-430	310 та 195	640	1200	50	27,0

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено м'яким сидінням та спинкою, тентом для захисту від дощу та сонця, чохлом для захисту від дощу та холоду