

НИЗЬКОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача в приміщенні чи на вулиці та перебування в ньому до 3 годин на день. Характеризується можливістю самостійного керування ним за допомогою обох рук або однієї руки (за умови встановлення пристрою для керування однією рукою) та відсутністю індивідуальної адаптації системи сидіння.

Код ISO 9999: 12 21 06, 12 21 09, 12 21 15

Код ДКПП: 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.04, 30.92.20-90.06

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування ручними приводними ободами на колесах;
- система опори тіла фіксована;
- підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- підлокітники знімні / відкидні;
- спинка фіксована / знімна / відкидна;
- у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- підставка під гомілки / задники-тримачі.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- подушка на сидіння;
- протиперекидний пристрій;
- пристрій для керування однією рукою.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжуються парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
 - Травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (без виражених залишкових деформацій), що унеможливує самостійне пересування без додаткової опори;
 - Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях компенсації та субкомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливають самостійне пересування без додаткової опори;
 - Наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок, поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційна кукса (тільки однієї нижньої кінцівки), хибний суглоб, дефект сегмента;
 - Користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння;
- для переміщення на вулиці та для подолання перешкод (за допомогою супроводжувачої особи).

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- суттєве обмеження руху обох верхніх кінцівок (можуть бути обумовлені парезами, паралічами, наслідками оперативних втручань і травм);
- захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможливує самостійне пересування користувача в кріслі колісному;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння;

відносні:

- наявність виражених залишкових явищ перенесених травм і деформацій хребта, таза;
- користувач планує використовувати крісло колісне більше ніж 3 години протягом дня;
- користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи низькоактивних крісел колісних;
- габаритні розміри в групі низькоактивних крісел колісних не відповідають вимогам користувача та ускладнюють експлуатацію крісла колісного.

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (40 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (42 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (44 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (46 см)
(модель КІС-1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

600	380	425	610	195	540	1010	100	18,5
640	400	425	610	195	540	1010	100	18,5
660	420	425	610	195	540	1010	100	18,5
680	440	425	610	195	540	1010	100	18,5
700	460	425	610	195	540	1010	100	18,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-3.7-9-1-6-3
(38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-1-3.7-9-1-6-3
(40 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-1-3.7-9-1-6-3
(42, 44 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-3.7-9-1-6-3
(46 см)
(модель 277)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

635	380	530	600	150	485-500	900	100	15,3
655	400	530	600	150	485-500	900	100	15,3
675	420	530	600	150	485-500	900	100	15,3
695	440	530	600	150	485-500	900	100	15,3
705	460	530	600	150	485-500	900	100	15,3



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-4
(41,5 см)
(модель КАС)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

635	415	560	611	212	510	935	100 (kg)	21,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3
(38 см)
(модель КК-1)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3
(42 см)
(модель КК-1-01)
КК.2-5-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3
(46 см)
(модель КК-1-02)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

КК-1								
560	380	415	611	212	480	935	100	17,5
КК-1-01								
600	420	415	611	212	480	935	100	18,0
КК-1-02								
640	460	415	611	212	480	935	100	18,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-8-5-4-4-6-1-1.2.3.7-6.9-7-6-3-Д
(33 см)
(модель КАСД)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

550	330	430	611	150	540	860	75 (kg)	19,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.3-5-1-8-2-5-4-10-1-3.7-5.9-1.2-6-3-Д
(33 см)
(модель КСД)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватися на колесах
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється висота та кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

550	330	355	492	150	425-475	840	75 (kg)	17,0



Виробник:
ПОГ «НЕРТУС»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1.2-4-3
(38 см)
КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1.2-4-3
(43 см)
(модель КМ 2512 Ergo Lite 2.1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

635	380	430	595	170	480	980	100	15,7
585	430	430	595	170	480	980	100	15,3

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними привідними колесами

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.14-7-6-3
(39 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.14-7-6-3
(42 см)
(модель VCWK43)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

620	390	480	605	194	485	940	100	19,4
650	420	480	605	194	485	940	100	19,7



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14-7-6-3
(39 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14-7-6-3
(42 см)
(модель VCWK42)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна, обертається, регулюється по висоті, з відкидною складаною опорою стопи,
Система опори тіла – фіксована
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка для гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

620	390	450	605	194	485	937	100	19,4
650	420	450	605	194	485	937	100	19,7

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14.17.18-7-4-3
(39 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14.17.18-7-4-3
(43 см)
(модель VCWK9AC)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

615	390	550	610	194	490	920	100 (kg)	16,0
655	430	550	610	194	490	920	100	17,0



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14.18-1-6-3
(37 см)
КК.2-5-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14.18-1-6-3
(42 см)
КК.2-6-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14.18-1-6-3
(47 см)
(модель VCWK9AL)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Робоче гальмо

Технічні характеристики

585	370	570	600	188	460	925	125	15,1
635	420	570	600	188	460	925	125	15,4
685	470	570	600	188	460	925	125	15,7

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-4-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (33,5 см)
КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (35,5 см)
КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (38,5 см)
КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (40,5 см)
КК.2-6-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (43,5 см)
КК.2-0-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (46,5 см)
(модель 3.600 Service)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

585	335	500	595	196	520	910	125 (kg)	17,9
605	355	500	595	196	520	910	125	18,1
635	385	500	595	196	520	910	125	18,3
655	405	500	595	196	520	910	125	18,5
685	435	500	595	196	520	910	125	18,7
705	465	500	595	196	520	910	125	18,9

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними колесами



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14-7-6-3
(39 см)
КК.2-5-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.7-5.9.14-7-6-3
(43 см)
(модель VCWK42L)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна, обертається, регулюється по висоті, з відкидною складаною опорою стопи,
Система опори тіла – фіксована
Спинка- фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка для гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

600	390	520	600	189	500	965	125	18,2
640	430	520	600	189	500	965	125	18,5



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.7-9.14-7-6-3
(39 см)
КК.2-5-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.7-9.14-7-6-3
(43 см)
(модель VCWK43L)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

600	390	520	600	189	500	965	125 (kg)	18,2
640	430	520	600	189	500	965	125	18,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-5-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3
(34 см)
КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3
(38 см)
КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3
(42 см)
КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3
(46 см)
КК.2-6-1-5-2-9-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3
(48 см)
(модель SWC)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

555	340	570	595	195	490	960-1045	100	19,5
595	380	570	595	195	490	960-1045	100	19,5
635	420	570	595	195	490	960-1045	100	19,5
675	460	570	595	195	490	960-1045	100	19,5
695	480	570	595	195	490	960-1045	100	19,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3
(38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3
(41 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3
(44 см)
КК.2-0-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3
(47 см)
(модель SWC 350)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

620	380	470	595	190	515	950	100	17,0
650	410	470	595	190	515	950	100	17,0
680	440	470	595	190	515	950	100	17,0
710	470	470	595	190	515	950	100	17,0



Виробник:
ТОВ «Ваше Здоров`я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (35,5 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (40,5 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (43 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (45,5 см)
КК.2-0-1-8-2-9-5-6-2.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (48 см)
(модель Action 1 NG)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники - короткі, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті (регулюється колісна база)
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Задники-тримачі

Технічні характеристики

								
615	355	565	605	200	460	910	100	16,6
615	380	565	605	200	460	910	100	16,6
635	405	565	605	200	460	910	100	16,6
660	430	565	605	200	460	910	100	16,6
685	455	565	605	200	460	910	100	16,6
710	480	565	605	200	460	910	100	16,6

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ваше Здоров`я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (37 см)
КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (39,5 см)
КК.2-5-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (42 см)
КК.2-5-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (44,5 см)
КК.2-5-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (47 см)
КК.2-6-1-8-2-9-6-6-3.4-1.2.3.7-13-1.2-6-3 (49,5 см)
(модель Action 1 R)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники - похилі, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	370	425	595	198	470	935	125	17,7
585	395	425	595	198	470	935	125	17,3
610	420	425	595	198	470	935	125	17,5
635	445	425	595	198	470	935	125	17,7
660	470	425	595	198	470	935	125	17,9
685	495	425	595	198	470	935	125	18,1

Примітка. Оснащені швидкознімними колесами

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (34 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (37 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (40 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (42 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (44 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (46 см)
(модель КкД-06)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

565	340	525	600	150	450	885	100	15,0
595	370	525	600	150	450	885	100	15,0
625	400	525	600	150	450	885	100	15,0
645	420	525	600	150	450	885	100	15,0
665	440	525	600	150	450	885	100	15,0
685	460	525	600	150	450	885	100	15,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (34 см)
КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (34 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (36 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (36, 38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (40 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (40 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (42 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (42 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (44 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (44 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (46 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (46 см)
(модель КкД-12)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота (може бути знімною)
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

575	340	480	610	150	480	950	100	17,0
600	360	480	610	150	480	950	100	17,0
620	380	480	610	150	480	950	100	17,0
640	400	480	610	150	480	950	100	17,0
660	420	480	610	150	480	950	100	17,0
680	440	480	610	150	480	950	100	17,0
700	460	480	610	150	480	950	100	17,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.2-0-1-8-2-10-5-6-1.4-1.2.3.7-.9.17-1-6-4
(52 см)
КК.2-0-1-8-2-11-6-6-1.4-1.2.3.7-9.17-7-6-3
(53,2 см)
(модель КкД-17)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені, відкидні
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

735	520	580	610	195	520	935	125 (kg)	22,0
740	532	565	608	192	480	957	125	19,7

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-3-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (32 см)

КК.2-5-1-8-2-4-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (35 см)

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (38 см)

КК.2-5-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (41 см)

КК.2-6-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (43 см)

КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (46 см)

(модель КкД-18)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники подовжені
 Підніжка знімна з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
 Система опори тіла - фіксована
 Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

555	320	450	600	185	485	900	100	19,5
582	350	450	600	185	485	900	100	19,5
615	380	450	600	185	485	900	100	19,5
640	410	450	600	185	485	900	100	19,5
665	430	450	600	185	485	900	100	19,5
695	460	450	600	185	485	900	100	19,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
(38 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
(42 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
(46 см)
КК.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
(50 см)
(модель КК-2-01 «Друкмаш»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

Технічні характеристики

585	380	560	605	195	480	855	100 (kg)	19,5
625	420	560	605	195	480	855	100	19,5
695	460	560	605	195	480	855	100	19,5
745	500	560	605	195	480	855	100	19,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.5-5-2-8-5-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13.17-1.2-1.2-4
(38 см)
КК.5-6-2-8-5-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13.17-1.2-1.2-4
(42 см)
КК.5-0-2-8-5-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13.17-1.2-1.2-4
(46 см)
КК.5-0-2-8-5-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13.17-1.2-1.2-4
(50 см)
(модель КК-2-03 «Друкмаш»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота
Спинка – знімна, регулюється висота

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

630	380	510	605	185	485	930-970	100	21,1
670	420	510	605	185	485	930-970	100	21,3
710	460	510	605	185	485	930-970	100	21,5
750	500	510	605	185	485	930-970	100	21,7

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-8-2-3-3-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1-6-2-Д
(31 см)
(модель УК9031-12")

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

485	310	370	500	149	460	840	60 (kg)	15

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено м'якою накладкою на сидіння та спинку

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-8-2-5-4-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1-6-3-Д
(35,5 см)
(модель УК9031-14")

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

545	355	385	500	149	500	910	75 (kg)	15,2

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено м'якою накладкою на сидіння та спинку



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9-7-6-3
(41 см)
(модель УК9031-16")

Конструктивні особливості моделі

- Сидіння та спинка не регулюються
- Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
- Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
- Сидіння складається
- Підлокітники короткі, відкидаються
- Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
- Система опори тіла – фіксована
- Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

575	410	490	605	186	500	910	100 (kg)	19

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.17-1.2-4-3
(46 см)
(модель KY988LAQ-46)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

690	460	560	595	199	560	910	100	16,0

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено м'якою накладкою на сидіння та спинку, та швидкознімними колесами

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.2-6-1-8-2-10-6-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3
(50,5 см)
(модель KY956LQH-51)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

690	505	510	595	176	530	930	125 (kg)	17

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними колесами

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.2-0-1-8-2-11-7-6-3.4-1.2.3.7-9-7-6-4
(60 см)
(модель КУ956Q-60)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

805	600	520	595	197	520	970	21,8 (kg)	125

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними колесами

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ЛІДЕР-ОРТО»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-4-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-7-6-3 (34 см)
КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-7-6-3 (37 см)
КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-7-6-3 (40 см)
КК.2-5-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-7-6-3 (43 см)
КК.2-6-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-7-6-3 (46 см)
КК.2-0-1-8-2-9-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-7-6-3 (49 см)
(модель S-Eco 2)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка знімна з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

								
555	340	570	605	175	490	895	125	17,4
585	370	570	605	175	490	895	125	17,6
615	400	570	605	175	490	895	125	17,8
645	430	570	605	175	490	895	125	18,0
675	460	570	605	175	490	895	125	18,2
705	490	570	605	175	490	895	125	18,4



Виробник:
ТОВ «Мембрам Нова»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-8-2-3-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-4-3 (32 см)
КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-4-3 (34 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-4-3 (36 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-4-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-4-3 (40 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-4-3 (43 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-4-3 (46 см)
КК.2-6-1-8-2-9-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-4-3 (48 см)
(модель ES-307)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидається

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

550	320	470	605	195	470	975	100 (kg)	18,0
550	340	470	605	195	470	975	100	18,1
570	360	470	605	195	470	975	100	18,2
590	380	470	605	195	470	975	100	18,3
610	400	500	605	195	470	975	100	18,4
640	430	500	605	195	470	975	100	18,5
670	460	500	605	195	470	975	100	18,6
690	480	500	605	195	470	975	100	18,7

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-3-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3
(38 см)
(модель ККС-01)
КК.2-5-1-8-2-7-4-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3
(42 см)
(модель ККС-02)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3
(46 см)
(модель ККС-03)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ККС-01								
580	380	400	610	150	415	920	50	17,0
ККС-02								
620	420	420	610	150	415	920	75	17,0
ККС-03								
660	460	420	610	150	415	920	100	17,2

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-5-2-4-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (35 см)
(модель ОККС1-01)
КК.2-5-1-5-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (38 см)
(модель ОККС1-02)
КК.2-5-1-5-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (42 см)
(модель ОККС1-03)
КК.2-6-1-5-2-8-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (46 см)
(модель ОККС1-04)
КК.2-0-1-5-2-10-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-7-6-4
(51 см)
(модель ОККС1-05)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Підлокітники подовжені
Сидіння складається
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота. В моделі ОККС1-05 регулюється кут нахилу
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ОККС1-01								
580	350	490	605	190	475	920	100	19,8
ОККС1-02								
610	380	490	605	190	475	920	100	19,8
ОККС1-03								
650	420	490	605	190	475	920	100	19,8
ОККС1-04								
690	460	490	605	190	475	920	100	19,8
ОККС1-05								
710	510	490	605	190	475	920	100	21,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

- КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (35 см)
(модель ОККС2-01)
- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-2.3.7-9.17-1-6-3 (38 см)
(модель ОККС2-02)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-2.3.7-9.17-1-6-3 (42 см)
(модель ОККС2-03)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-2.3.7-9.17-1-6-3 (46 см)
(модель ОККС2-04)
- КК.2-0-1-8-2-10-5-6-1-2.3.7-9.17-1-6-3 (51 см)
(модель ОККС2-05)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована. В моделі ОККС2-01 знімна, регулюється висота

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ОККС2-01								
585	350	550	600	195	440	950	100	19,5
ОККС2-02								
615	380	550	600	195	440	950	100	19,5
ОККС2-03								
655	420	550	600	195	440	950	100	19,5
ОККС2-04								
695	460	550	600	195	440	950	100	19,5
ОККС2-05								
745	510	550	600	195	440	950	100	19,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4,5,6-5-8-4-5,7,8,10-5-2.9-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-2-3
(36, 41, 46, 51 см)
(модель ОККСЗ)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне.
Сидіння - регулюється висота та ефективна ширина
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота
Спинка – регулюється висота

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

520-670	360-510	507	605	175	425-500	955-1080	100 (kg)	18,1

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-5-5-2-2-6-3.4-1.2.3.7-9.5.14-1-6-2-Д
(26,5 см)
(модель ОККСДП)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Подушка на сидіння
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

460	265	435	500	150	450	835	50 (kg)	12,1

Примітка. Крісло колісне оснащено швидкознімними колесами



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-4-6-6-2.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (34,2 см)
КК.2-5-1-8-2-6-6-6-2.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (38,2 см)
КК.2-5-1-8-2-7-6-6-2.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (43,2 см)
КК.2-6-1-8-2-9-6-6-2.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (48,2 см)
(моделі
OSD-MOD-STC2D-36, OSD-MOD-STB2D-36,
OSD-MOD-STC2D-40, OSD-MOD-STB2D-40,
OSD-MOD-STC2D-45, OSD-MOD-STB2D-45,
OSD-MOD-STC2D-50, OSD-MOD-STB2D-50)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

550	342	510	605	201	465	908	125	17,6
590	382	510	605	201	465	908	125	17,8
640	432	510	605	201	465	908	125	18,0
690	482	510	605	201	465	908	125	18,2

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними рушійними колесами

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-5-2-4-6-6-1.4.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (34,2 см)
КК.2-5-1-5-2-6-6-6-1.4.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (38,2 см)
КК.2-5-1-5-2-7-6-6-1.4.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (43,2 см)
КК.2-6-1-5-2-9-6-6-1.4.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (48,2 см)
(моделі
OSD-MOD-STC3-36, OSD-MOD-STB3-36,
OSD-MOD-STC3-40, OSD-MOD-STB3-40,
OSD-MOD-STC3-45, OSD-MOD-STB3-45,
OSD-MOD-STC3-50, OSD-MOD-STB3-50)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається або знімне з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені, відкидні, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

545	342	510	605	201	453	908	125	18,1
585	382	510	605	201	453	908	125	18,3
635	432	510	605	201	453	908	125	18,5
685	482	510	605	201	453	908	125	18,7

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними рушійними колесами



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.2-0-1-8-2-11-7-6-2.4-1.2.3.7-5.13-7-6-4
(54 см)
КК.2-0-1-8-2-11-7-6-2.4-1.2.3.7-5.13-7-6-4
(59 см)
(моделі OSD-MOD-STB2HD-55,
OSD-MOD-STB2HD-60)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Сумка

Технічні характеристики

750	540	570	600	192	500	910	160	24,4
800	590	570	600	192	500	910	160	24,9



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3
(39 см)
(модель OSD-MOD-EL-G-45)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

610	390	550	595	193	480	914	100 (kg)	15,8

Примітка. Оснащено швидкознімними рушійними колесами та додатковими колесами для пересування у вузьких приміщеннях

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

02.1



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-5-6-5-6-3.4-1.2.3.5.7-9.17-7-2-3
(40,5 см)
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-3.4-1.2.3.5.7-9.17-7-2-3
(43,0 см)
КК.2-5-1-8-5-8-5-6-3.4-1.2.3.5.7-9.17-7-2-3
(45,5 см)
(моделі Otto Bock Start B2 V1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

605	405	490	595	191	510	920	100 (kg)	16,0
630	430	490	595	191	510	920	100	16,2
655	455	490	595	191	510	920	100	16,4

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-8-2-4-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3
(35 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3
(38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3
(41 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3
(44 см)
(модель 901)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

535	350	490	610	192	485	885	100	18,5
590	380	490	610	192	485	885	100	18,5
615	410	490	610	192	485	885	100	18,5
645	440	490	610	192	485	885	100	18,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-5-4-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3
(35 см)
КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3
(38 см)
КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3
(41 см)
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3
(44 см)
(модель 908)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка знімна з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

								
550	350	520	610	149	485	945	100	18,0
580	380	520	610	149	485	945	100	18,0
610	410	520	610	149	485	945	100	18,0
640	440	520	610	149	485	945	100	18,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.2-0-1-8-2-9-7-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4
(49 см)
КК.2-0-1-8-2-10-7-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4
(52 см)
(модель 951)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

705	490	580	610	191	520	930	>125	22,0
735	520	580	610	191	520	930	>125	22,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Фенікс-Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-3 (35 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-3 (41 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-3 (44 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-3 (47 см)
КК.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-3 (50 см)
(модель Breezy 250)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	350	420	610	195	390-450	960	100	17,0
590	380	420	610	195	390-450	960	100	17,0
620	410	420	610	195	390-450	960	100	17,0
650	440	420	610	195	390-450	960	100	17,0
680	470	420	610	195	390-450	960	100	17,0
710	500	420	610	195	390-450	960	100	17,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

02.1



Виробник:
ТОВ «Фенікс-Медікал»

Шифр та модель виробу:
 КК.2-5-1-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-3 (35 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-3 (38 см)
 КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-3 (41 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-3 (44 см)
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-3 (47 см)
 КК.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-3 (50 см)
 (модель Breezy 250P)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі, відкидаються
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
 Система опори тіла – фіксована
 Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	350	420	610	195	390-450	960	100	17,5
590	380	420	610	195	390-450	960	100	17,5
620	410	420	610	195	390-450	960	100	17,5
650	440	420	610	195	390-450	960	100	17,5
680	470	420	610	195	390-450	960	100	17,5
710	500	420	610	195	390-450	960	100	17,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Фенікс-Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-2 (35,5 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-2 (38,5 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-2 (41,5 см)
КК.2-5-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-2 (44,5 см)
КК.2-6-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-2 (47,5 см)
КК.2-0-1-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-6-2 (50,5 см)
(модель Breezy 300)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	355	420	610	195	390-450	950	100	13,7
590	385	420	610	195	390-450	950	100	13,7
620	415	420	610	195	390-450	950	100	13,7
650	445	420	610	195	390-450	950	100	13,7
680	475	420	610	195	390-450	950	100	13,7
710	505	420	610	195	390-450	950	100	13,7

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Фенікс-Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-2 (35,5 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-2 (38,5 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-2 (41,5 см)
КК.2-5-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-2 (44,5 см)
КК.2-6-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-2 (47,5 см)
КК.2-0-1-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-13-7-4-2 (50,5 см)
(модель Breezy 300P)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Задники-тримачі

Технічні характеристики

								
560	355	420	610	195	390-450	950	100	14,0
590	385	420	610	195	390-450	950	100	14,0
620	415	420	610	195	390-450	950	100	14,0
650	445	420	610	195	390-450	950	100	14,0
680	475	420	610	195	390-450	950	100	14,0
710	505	420	610	195	390-450	950	100	14,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Харківське КЕПОП

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-17-7-5-4
(40,5 см)
(модель КК.Х-1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована (регулюється колісна база)
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

625	405	590	590	150	505	855	100 (kg)	20,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Харківське КЕПОП

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-2.3.7-9-1-6-3
(40 см)
(модель КК.Х-3)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

590	400	495	590	148	450	865	100 (kg)	17,7

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ХМУВП “ВОЛЯ” ХОФ «Соціальний захист та реабілітація інвалідів»

Моделі:
АЛ902.1.Н.36; АЛ902.1.Н.36Р
АЛ902.1.Н.42; АЛ902.1.Н.42Р

АЛ902.1.Н.44
АЛ902.1.Н.48

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники фіксовані або знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені або короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота або висота та кут нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка або складові підставки під гомілки
Подушка на сидіння (у деяких варіантах виконання моделей)
Протиперекидний пристрій (у деяких варіантах виконання моделей)

Технічні характеристики

АЛ902.1.Н.36, АЛ902.1.Н.36Р								
580	360	505	605	192	480	890	100	17,8-19,8
АЛ902.1.Н.42, АЛ902.1.Н.42Р								
650	420	505	605	192	480	890	100	18,2-20,1
АЛ902.1.Н.44								
700	440	520	605	192	450	916	125	18,0-18,5
АЛ902.1.Н.48								
740	480	520	605	192	450	916	125	19,0-19,5

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ**Шифр та модель виробу:**

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (36 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ902.1.Н.36)

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ902.1.Н.36Р)

КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (42 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ902.1.Н.42)

КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ902.1.Н.42Р)

КК.2-6-1-8-2-7-6-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
(модель АЛ902.1.Н.44)

КК.2-0-1-8-2-9-6-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (48 см)
(модель АЛ902.1.Н.48)