

АКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача та перебування у ньому понад 5 годин на день. Характеризується більшою порівняно з вищеописаними засобами кількістю опцій для врахування антропометричних даних користувача та адаптації до його особливостей і потреб, ергономічністю, можливістю індивідуального налаштування системи опори тіла, колісної бази, системи сидіння та додаткових опцій.

Код ISO 9999: 12 21 06, 12 21 15

Код ДКПП: 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.06

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування ручними приводними ободами на колесах;
- регулювання балансу крісла колісного за рахунок колісної бази / системи опори тіла / спинки за кутом нахилу / спинки по горизонталі;
- оснащені швидкознімними колесами;
- розбірне / у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

Технічні характеристики:

вага не більше 16 кг.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- підставка під гомілки / задники-тримачі.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- подушка на сидіння / на сидіння та спинку;
- протиперекидний пристрій.

АКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
- травма, захворювання хребта (в тому числі шийна травма) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок, тетраплегія за умови збереження часткової рухливості в ліктьовому та плечовому суглобах;
- травма, захворювання таза або нижніх кінцівок, що унеможлиблює самостійне пересування без додаткової опори (в тому числі виражені залишкові деформації);
- загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (та інших систем і органів на стадії компенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможлиблюють самостійне пересування без додаткової опори;
- наслідки оперативних втручань і травм нижніх кінцівок та поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційні кукси (в тому числі обох кінцівок), хибний суглоб, дефект сегмента;
- користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок або частково керувати за допомогою обох верхніх кінцівок (тетраплегія);
- користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою однієї або обох верхніх кінцівок;
- користувач не користується допомогою супроводжуючих осіб для пересування на вулиці та для подолання перешкод;
- користувач потребує частого транспортування крісла колісного (працює, навчається, їздить громадським або власним транспортом);
- користувач займається спортом на кріслі колісному;
- користувач проживає в багатоповерховому будинку, в якому відсутній ліфт або користується сходами;
- користувач перебуває у трудових відносинах, зареєстрований як фізична особа – підприємець, провадить незалежну професійну діяльність, навчається, служить, займає виборну посаду.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- відсутність двох верхніх кінцівок (або їх частин);
- захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможлиблює самостійне переміщення в кріслі колісному;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- наслідки травм, операцій та загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);
- вік користувача не більше 70 років;

відносні:

- користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи активних крісел колісних;
- користувач не потребує частого транспортування крісла колісного (не працює, не навчається, не пересувається громадським чи власним транспортом), не займається спортом на кріслі колісному.



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-5-5-4-2-2-2.3.4-3-3.5-9.17-7-2.5-2А-Д
(26,5; 28,5 см)
КК.2-5-5-5-4-3-2-2.3.4-3-3.5-9.17-7-2.5-2А-Д
(30,5 см)
(модель 120)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння регулюється по горизонталі, регулюється висота та кут нахилу
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота, регулюється опора стопи
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється висота та кутом нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

590	265	320	570	150	390	1060	50 (kg)	14,5
610	285	320	570	150	390	1060	50	14,5
630	305	320	570	150	390	1060	50	14,5



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-5-5-2-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д
(28 см)
КК.2-4-1-5-5-3-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д
(30, 32 см)
КК.2-5-1-5-5-4-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д
(34 см)
КК.2-5-1-5-5-5-4-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д
(36 см)
(модель 124)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою стопи, яка регулюється за кутом нахилу, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється висота та кут нахилу, регулюється по горизонталі
Спинка - фіксована
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

500	280	300 320	600	125	386- 410	920	50	14,5
520	300	300 360	600	125	386- 410	920	50	15,0
540	320	300 360	600	125	386- 410	920	50	15,0
560	340	340 380	600	125	386- 410	920	50	15,5
580	340	340 380	600	125	386- 410	920	50	15,5
600	360	360 380	600	125	386- 410	920	75	15,5



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9-7-5-2А
(36, 38 см)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3-3-9-7-5-2А
(40 см)
(модель 201)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база)
Спинка - регулюється кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

580	360	385	600	125	470	830	100 (kg)	11,5
600	380	385	600	125	470	830	100	11,5
620	400	385	600	125	470	830	100	11,5



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-1-5-5-3-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А-Д (32 см)
КК.2-5-1-5-5-4-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А-Д (34 см)
КК.2-5-1-5-5-5-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (36 см)
КК.2-5-1-5-5-5-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (38 см)
КК.2-5-1-5-5-6-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (40 см)
КК.2-5-1-5-5-7-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (43 см)
КК.2-6-1-5-5-8-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (46 см)
КК.2-6-1-5-5-9-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (48 см)
(модель 245)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою стопи, яка регулюється за кутом нахилу, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка - фіксована
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

530	320	460	610	150	430-515	850	75	15,0
550	340	460	610	150	430-515	850	75	15,0
570	360	490	610	150	430-515	850	75	15,0
590	380	490	610	150	430-515	850	100	17,0
610	400	520	610	150	430-515	850	100	17,0
640	430	520	610	150	430-515	850	100	17,0
670	460	550	610	150	430-515	850	100	17,0
690	480	550	610	150	430-515	850	100	17,0



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-5-4-4-5-10-3-3-9-1-5-2А
(34 см)
КК.2-5-2-5-4-5-5-10-3-3-9-1-5-2А
(37 см)
КК.2-5-2-5-4-6-5-10-3-3-9-1-5-2А
(40 см)
(модель 172)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка - регулюється кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

600	340	400	600	149	460	810-938	100	13,5
630	370	400	600	149	460	810-938	100	13,5
660	400	400	600	149	460	810-938	100	13,5



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (36 см)
(модель «Стимул»)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (39 см)
(модель «Стимул-01»)
КК.2-5-2-8-4-7-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (42 см)
(модель «Стимул-02»)
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (36 см)
(модель «Стимул-1»)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (39 см)
(модель «Стимул-1-01»)
КК.2-6-2-8-4-7-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (42 см)
(модель «Стимул-1-02»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база)
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

«Стимул»								
610	360	400	611	120	470	815	100	14,0
«Стимул-01»								
640	390	420	611	120	470	815	100	14,4
«Стимул-02»								
670	420	440	611	120	470	815	100	15,7
«Стимул-1»								
610	360	400	611	120	450	1030	100	16,0
«Стимул-1-01»								
640	390	420	611	120	450	1030	100	16,1
«Стимул-1-02»								
670	420	440	611	120	450	1030	100	16,3



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4-2-8-4-4-5-10-3.5-3-5.9-1-4.5-2А (32,5 см)
КК.2-4-2-8-4-4-5-10-3.5-3-5.9-1-4.5-2А (34,5 см)
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3.5-3-5.9-1-4.5-2А (36,5 см)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3.5-3-5.9-1-4.5-2А (38,5 см)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3.5-3-5.9-1-4.5-2А (40,5 см)
КК.2-5-2-8-4-7-5-10-3.5-3-5.9-1-4.5-2А (42,5 см)
(модель ONE)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюються, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі
Підніжка регулюється по висоті
Система опори тіла - регулюється кут нахилу (регулюється колісна база - плавне регулювання)
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

520	325	480	620	100	460	735	100 (kg)	10,6
540	345	480	620	100	460	735	100	10,8
560	365	480	620	100	460	735	100	11,0
580	385	480	620	100	460	735	100	11,2
600	405	480	620	100	460	735	100	11,4
620	425	480	620	100	460	735	100	11,6

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними колесами, сидінням та спинкою з регулюванням жорсткості, м'якою накладкою на спинку



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-5-5-5-5-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-4-2А
(38 см)
КК.2-5-1-5-5-6-5-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-4-3А
(40 см)
КК.2-6-1-5-5-8-5-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-4-3А
(46 см)
(модель VCWK9AS)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, опускаються
Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою стопи, яка регулюється за кутом нахилу, обертається, регулюється по висоті
Система опори тіла - регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка - відкидна
Для активних людей

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

								
620	380	410	610	150	495	913	115	14,5
640	400	410	610	150	495	913	115	15,1
700	460	410	610	150	495	913	115	15,6

АКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:

КК.2-4-5-5-2-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-2A
(28 см)

КК.2-4-5-5-3-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-2A
(30,5 см)

КК.2-5-5-5-4-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-2A
(33 см)

КК.2-5-5-5-5-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-3A
(35,5 см)

КК.2-5-5-5-5-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-3A
(38 см)

КК.2-5-5-5-6-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-3A
(40,5 см)

КК.2-5-5-5-7-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-3A
(43 см)

КК.2-6-5-5-8-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-3A
(45,5 см)

КК.2-0-5-5-9-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-3A
(48 см)

КК.2-0-5-5-10-7-3.6-3.5-3.7-5.9.13-1.2.3-1.3.4.5-3A
(50,5 см)

(модель Action 5)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається, регулюється по горизонталі
Підлокітники - похилі, регулюються по горизонталі
Підніжка з відкідною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу та висота, регулюється по горизонталі (регулюється колісна база)
Спинка - знімна, відкідна, регулюється по горизонталі та кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

Технічні характеристики

								
510	280	525-540	600	100	480	785	130	14,8
535	305	525-540	600	100	480	785	130	14,9
560	330	525-540	600	100	480	785	130	15,0
585	355	525-540	600	100	480	785	130	15,1
610	380	525-540	600	100	480	785	130	15,2
635	405	525-540	600	100	480	785	130	15,3
660	430	525-540	600	100	480	785	130	15,4
685	455	525-540	600	100	480	785	130	15,5
710	480	525-540	600	100	480	785	130	15,6
735	505	525-540	600	100	480	785	130	15,7



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія «ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-4-4-5-10-3-3-5.9-1-4-2
(35 см)
КК.2-5-1-8-4-5-5-10-3-3-5.9-1-4-2
(37 см)
КК.2-5-1-8-4-6-5-10-3-3-5.9-1-4-2
(39 см)
КК.2-6-1-8-4-6-5-10-3-3-5.9-1-4-2
(41 см)
КК.2-6-1-8-4-7-5-10-3-3-5.9-1-4-2
(43 см)
(модель КаД-19)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

610	350	515	590	100	400	830	100 (kg)	12,0
630	370	515	590	100	400	830	100	12,0
650	390	515	590	100	400	830	100	12,0
670	410	515	590	100	400	830	100	12,0
690	430	515	590	100	400	830	100	12,0



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3.4-3-5.9.14.17-1.6-3.4.5-2А
(36 см, 38 см)
КК.2-6-2-8-4-6-5-10-3.4-3-5.9.14.17-1.6-3.4.5-2А
(40 см)
(модель КаД-20)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, пружинна
Спинка - регулюється по горизонталі, відкидна, регулюється кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

640	360	420	585	100	515	715	100	13,5
660	380	420	585	100	515	715	100	13,5
680	400	420	585	100	515	715	100	13,5



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-2-5-5-5-6-3-3-5.9.14-1-6-2A
(35,5 см)
(модель КУ721L-36)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - фіксована
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

585	355	470	595	125	490	780	100 (kg)	13,5

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними колесами, м'якою накладкою на спинку



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.2-6-2-8-4-5-5-10-3.4-3-5.9.14.17-1.6-3.4.5-2A
(38 см)
(модель KY778L-A-36)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, пружинна
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу, регулюється по горизонталі
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

670	380	440	595	125	500	740	100 (kg)	12,4

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними колесами



Виробник:
ТОВ «ЛІДЕР-ОРТО»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-5-5-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-2А (35,5 см)
КК.2-5-1-8-5-6-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-2А (38,5 см)
КК.2-5-1-8-5-7-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-2А (42,5 см)
КК.2-5-1-8-5-8-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-2А (45,5 см)
КК.2-6-1-8-5-9-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-2А (49,5 см)
КК.2-0-1-8-5-11-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-2А (53,5 см)
(модель Sport Line)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка - фіксована
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

555	355	380	600	150	520	800	140	13,4
585	385	380	600	150	520	800	140	13,2
625	425	380	600	150	520	800	140	13,4
655	455	380	600	150	520	800	140	13,6
695	495	380	600	150	520	800	140	13,8
735	535	380	600	150	520	800	140	13,4

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними колесами



Виробник:
ТОВ «ЛІДЕР-ОРТО»

Шифр та модель виробу:
КК.2-4,5-5-5-2-4-6-3.6-3.5-1.2.3.5.6-5.9-1.2-2-3А
(30; 32 та 34;
36 та 38;
40; 42 та 44 см)
(модель Revolution R1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну (підлокітник є знімним)
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння регулюється по горизонталі, складається
Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, висота (регулюється колісна база)
Спинка - регулюється висота
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

510-660	300-440	490-570	575	195	500	825-975	125 (kg)	15,0

Примітка. Ширина крісла колісного та ширина сидіння регулюються.
Оснащено швидкознімними колесами, спинкою та сидінням з регульованим натягненням, регулюється кут нахилу вилки передніх коліс



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-2-5-4-5-6-3-3-5.9.14-1-6-2A
(32 см)
(модель ОККА)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка - фіксована
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

590	320	450	600	100	425	715	100 (kg)	11,5



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-5-5-6-6-3-1.2.3.5.7-9.17-1.2.3-2-2A
(38 см)
КК.2-6-2-8-5-7-6-6-3-1.2.3.5.7-9.17-1.2.3-2-3A
(43 см)
КК.2-0-2-8-5-9-6-6-3-1.2.3.5.7-9.17-1.2.3-2-3A
(48 см)
(модель Otto Bock Motus CV)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті
Спинка - регулюється по висоті
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

615	380	510	590	100	420-520	730-1000	125	14,8
665	430	510	590	100	420-520	730-1000	125	15,2
715	480	510	590	100	420-520	730-1000	125	15,6



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-5-5-5-2,3,4,5-6-3.9-2.5-3.5.7-9.17-1.2-2-2A
(28-38 см)
(модель OSD-ADJ-P)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння регулюються по горизонталі та ефективна ширина
Підлокітники короткі, регулюються по горизонталі
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, регулюються висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті (регулюється колісна база)
Спинка регулюється по висоті
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

550-650	280-380	465-565	595	125	490-530	860-1010	125 (kg)	14,8

Примітка. Ширина крісла колісного та ширина сидіння регулюються.
Оснащено швидкознімними рушійними колесами, відкидні складані опори для стоп можуть бути модифіковані в суцільну опору для стоп, рукоятки для штовхання регулюються за кутом нахилу



Виробник:
ТОВ «Танта Плюс»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9-1-5-2А
(36 см)
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9-1-5-2А
(38 см)
КК.2-6-2-8-4-6-5-10-3-3-9-1-5-2А
(40 см)
КК.2-6-2-8-4-7-5-10-3-3-9-1-5-2А
(42 см)
КК.2-0-2-8-4-7-5-10-3-3-9-1-5-2А
(44 см)
(модель Flaer 19)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка - регулюється кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

635	360	490	593	127	460	910-1140	100	10,5
655	380	490	593	127	460	910-1140	100	10,7
675	400	490	593	127	460	910-1140	100	10,9
695	420	490	593	127	460	910-1140	100	11,1
715	440	490	593	127	460	910-1140	100	11,3



Виробник:
ТОВ «Танта Плюс»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-4-4-5-10-3-3-5.6.9-1-4.5-2A
(33 см)
КК.2-5-2-8-4-4-5-10-3-3-5.6.9-1-4.5-2A
(35 см)
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-5.6.9-1-4.5-2A
(37 см)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3-3-5.6.9-1-4.5-2A
(39 см)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3-3-5.6.9-1-4.5-2A
(41 см)
(модель Flaer 32)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

575	330	540-560	590	127	460	755	100	10,9
595	350	540-560	590	127	460	755	100	11,0
615	370	540-560	590	127	460	755	100	11,1
635	390	540-560	590	127	460	755	100	11,2
655	410	540-560	590	127	460	755	100	11,3



Виробник:
ТОВ «Фенікс-медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-5-2-5-5-5-3.6-3.5-1.3.5.7-5.9-1.2-1.2.3-3A
(37,5 см)
КК.2-5-5-2-5-6-5-3.6-3.5-1.3.5.7-5.9-1.2-1.2.3-3A
(40 см)
КК.2-5-5-2-5-7-5-3.6-3.5-1.3.5.7-5.9-1.2-1.2.3-3A
(42,5 см)
КК.2-6-5-2-5-8-5-3.6-3.5-1.3.5.7-5.9-1.2-1.2.3-3A
(45 см)
КК.2-6-5-2-5-9-5-3.6-3.5-1.3.5.7-5.9-1.2-1.2.3-3A
(47,5 см)
КК.2-0-5-2-5-9-5-3.6-3.5-1.3.5.7-5.9-1.2-1.2.3-3A
(50 см)
(модель HeliX 2)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння регулюється по горизонталі, складається
Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за кутом нахилу, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка - знімна, регулюється по горизонталі, висота
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

600	375	465-590	595	145	430	900	100 (kg)	15,3
625	400	465-590	595	145	430	900	100	15,3
650	425	465-590	595	145	430	900	100	15,3
675	450	465-590	595	145	430	900	100	15,3
700	475	465-590	595	145	430	900	100	15,3
725	500	465-590	595	145	430	900	100	15,3



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-2-4-6-6-3.4-1.2.3.6-5.9-1.2-4-2A
(34,5 см)
КК.2-5-2-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.6-5.9-1.2-4-2A
(36,5 см)
КК.2-5-2-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.6-5.9-1.2-4-3A
(38,5 см)
КК.2-6-2-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.6-5.9-1.2-4-3A
(40,5 см)
КК.2-0-2-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.6-5.9-1.2-4-3A
(43,5 см)
(модель ACTIVE X1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна, обертається, з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті (регулюється колісна база)
Спинка - регулюється висота
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

								
615	345	535	610	148	465	885	125	14,8
635	365	535	610	148	465	885	125	15,0
655	385	535	610	148	465	885	125	15,2
675	405	535	610	148	465	885	125	15,4
705	435	535	610	148	465	885	125	15,6

Примітка. Крісло колісне оснащено швидкознімними колесами, м'якою спинкою



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антеї ЛТД»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-5-8-4-4-5-2.4-3-3.5-5.9-1-5-2А (33,5 см)
КК.2-5-5-8-4-5-5-2.4-3-3.5-5.9-1-5-2А (35,5 см)
КК.2-6-5-8-4-5-5-2.4-3-3.5-5.9-1-5-2А (47,5 см)
КК.2-6-5-8-4-6-5-2.4-3-3.5-5.9-1-5-2А (39,5 см)
КК.2-0-5-8-4-7-5-2.4-3-3.5-5.9-1-5-2А (42,5 см)
КК.2-5-5-8-4-8-5-2.4-3-3.5-5.9-1-5-2А (44,5 см)
(модель IRIS X1)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння регулюються по висоті, регулюється кут нахилу
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота, регулюється кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

625	335	520	590	125	460-490	860	100	10,1
645	355	520	590	125	460-490	860	100	10,2
665	375	520	590	125	460-490	860	100	10,3
685	395	520	590	125	460-490	860	100	10,4
715	425	520	590	125	460-490	860	100	10,5
735	445	520	590	125	460-490	860	100	10,6

Примітка. Крісло колісне оснащено швидкознімними колесами, м'якою спинкою