

Засіб для самостійного пересування користувача та перебування у ньому понад 5 годин на день. Характеризується більшою порівняно з вищеописаними засобами кількістю опцій для врахування антропометричних даних користувача та адаптації до його особливостей і потреб, ергономічністю, можливістю індивідуального налаштування системи опори тіла, колісної бази, системи сидіння та додаткових опцій.

Код ISO 9999: 12 21 06, 12 21 15

Код ДКПП: 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.06

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування ручними привідними ободами на колесах;
- регулювання балансу крісла колісного за рахунок колісної бази / системи опори тіла / спинки за кутом нахилу / спинки по горизонталі / індивідуального виготовлення;
- оснащені швидкознімними колесами;
- підніжки регулюються за висотою / за кутом нахилу опори стопи, знімні / незнімні;
- підлокітники незнімні / знімні / відкидні / регулюються по висоті / по горизонталі;
- спинка відкидна регулюється по висоті / регулюється по висоті та за кутом нахилу;
- розбірне / у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

Технічні характеристики:

вага не більше 14 кг.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- підставка під гомілки / задники-тримачі;

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- подушка на сидіння / на сидіння та спинку;
- протиперекидний пристрій.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
- травма, захворювання хребта (в тому числі шийна травма) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок, тетраплегія за умови збереження часткової рухливості в ліктьовому та плечовому суглобах;
- травма, захворювання таза або нижніх кінцівок, що унеможливає самостійне пересування без додаткової опори (в тому числі виражені залишкові деформації);
- загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (та інших систем і органів на стадії компенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливають самостійне пересування без додаткової опори;
- наслідки оперативних втручань і травм нижніх кінцівок та поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційні кукси (в тому числі обох кінцівок), хибний суглоб, дефект сегмента;
- користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок або частково керувати за допомогою обох верхніх кінцівок (тетраплегія);
- користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою однієї або обох верхніх кінцівок;
- користувач не користується допомогою супроводжуючих осіб для пересування на вулиці та для подолання перешкод;
- користувач потребує частого транспортування крісла колісного (працює, навчається, їздить громадським або власним транспортом);
- користувач займається спортом на кріслі колісному;
- користувач проживає в багатоповерховому будинку, в якому відсутній ліфт або користується сходами;
- користувач перебуває у трудових відносинах, зареєстрований як фізична особа – підприємець, провадить незалежну професійну діяльність, навчається, служить, займає виборну посаду.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- відсутність двох верхніх кінцівок (або їх частин);
- захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможливає самостійне переміщення в кріслі колісному;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- наслідки травм, операцій та загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);
- вік користувача не більше 70 років;

відносні:

- користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи активних крісел колісних;
- користувач не потребує частого транспортування крісла колісного (не працює, не навчається, не пересувається громадським чи власним транспортом), не займається спортом на кріслі колісному.



Виробник:

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:

КК.2-4-2-5-5-4-6-6-3.5-3.5.6-5.9.17-1.2.3-2.4-2A
(33 см)

КК.2-5-2-5-5-4-6-6-3.5-3.5.6-5.9.17-1.2.3-2.4-2A
(35 см)

КК.2-5-2-5-5-5-6-6-3.5-3.5.6-5.9.17-1.2.3-2.4-2A
(37 см)

КК.2-5-2-5-5-6-6-6-3.5-3.5.6-5.9.17-1.2.3-2.4-2A
(39 см)

КК.2-5-2-5-5-6-6-6-3.5-3.5.6-5.9.17-1.2.3-2.4-2A
(41 см)

КК.2-5-2-5-5-7-6-6-3.5-3.5.6-5.9.17-1.2.3-2.4-2A
(43 см)

КК.2-5-2-5-5-8-6-6-3.5-3.5.6-5.9.17-1.2.3-2.4-2A
(45 см)

(модель Ultra light)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну

Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах

Сидіння складається

Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі

Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,

регулюється висота та кут нахилу опори стопи

Система опори тіла - регулюється кут нахилу та висота, регулюється по горизонталі (регулюється колісна база)

Спинка - відкидна, регулюється висота

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння

Суцільна підставка під гомілки

Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

530	330	320-500	595	104	390-530	835	125	12,2
550	350	320-500	595	104	390-530	835	125	12,3
570	370	320-500	595	104	390-530	835	125	12,4
590	390	320-500	595	104	390-530	835	125	12,5
610	410	320-500	595	104	390-530	835	125	12,6
630	430	320-500	595	104	390-530	835	125	12,7
650	450	320-500	595	104	390-530	835	125	12,8

Примітка. Крісло колісне оснащено сидінням з регулюванням натягіння



Виробник:
ТОВ «Ваше Здоров`я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-2-5-6-3-6-10-3.5-3-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2А (32 см)
 КК.2-5-2-5-6-4-6-10-3.5-3-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2А (34 см)
 КК.2-5-2-5-6-5-6-10-3.5-3-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2А (36 см)
 КК.2-5-2-5-6-5-6-10-3.5-3-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2А (38 см)
 КК.2-5-2-5-6-6-6-10-3.5-3-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2А (40 см)
 КК.2-6-2-5-6-7-6-10-3.5-3-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2А (42 см)
 КК.2-6-2-5-6-7-6-10-3.5-3-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2А (44 см)
 КК.2-0-2-5-6-8-6-10-3.5-3-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2А (46 см)
 (модель K-series)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння фіксоване
 Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі
 Підніжка - регулюється висота
 Система опори тіла - регулюється кут нахилу та висота, регулюється по горизонталі
 Спинка - відкидна, регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Суцільна підставка під гомілки
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

565	320	375-525	595	124	380-520	850	125	11,6
585	340	375-525	595	124	380-520	850	125	11,7
605	360	375-525	595	124	380-520	850	125	11,8
625	380	375-525	595	124	380-520	850	125	11,9
645	400	375-525	595	124	380-520	850	125	12,0
665	420	375-525	595	124	380-520	850	125	12,1
685	440	375-525	595	124	380-520	850	125	12,2
705	460	375-525	595	124	380-520	850	125	12,3

Примітка. Крісло колісне оснащено сидінням та спинкою з регулюванням натяжіння



Виробник:

ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:

КК.2-4-2-5-4-1-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (26 см)
КК.2-4-2-5-4-2-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (28 см)
КК.2-4-2-5-4-3-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (30 см)
КК.2-5-2-5-4-3-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (32 см)
КК.2-5-2-5-4-4-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (34 см)
КК.2-5-2-5-4-5-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (36 см)
КК.2-5-2-5-4-5-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (38 см)
КК.2-5-2-5-4-6-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (40 см)
КК.2-5-2-5-4-7-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (42 см)
КК.2-6-2-5-4-7-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (44 см)
КК.2-6-2-5-4-8-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (46 см)
КК.2-0-2-5-4-9-5-10-3.4-3.5-5.9.17-1.2.3-2.4.5-2A (48 см)
(модель Otto Bock Ventus)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - регулюється висота та кут нахилу опори
стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу та
висота, регулюється по горизонталі (регулюється
колісна база)
Спинка - відкидна, регулюється висота та кут
нахилу
Для активних пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

								
495	260	405	590	140	450-540	720-920	100	12,9
515	280	420	590	140	450-540	720-920	100	13,0
535	300	435	590	140	450-540	720-920	100	13,1
555	320	450	590	140	450-540	720-920	100	13,2
575	340	465	590	140	450-540	720-920	100	13,3
595	360	480	590	140	450-540	720-920	100	13,4
615	380	495	590	140	450-540	720-920	100	13,5
625	400	505	590	140	450-540	720-920	100	13,6
645	420	520	590	140	450-540	720-920	100	13,7
665	440	535	590	140	450-540	720-920	100	13,8
685	460	550	590	140	450-540	720-920	100	13,8
705	480	565	590	140	450-540	720-920	100	13,8

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними колесами.



Виробник:
ТОВ «Фенікс медікал»

Шифр та модель виробу:

КК.2-4-2-5-6-2-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (29 см)
КК.2-5-2-5-6-3-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (31 см)
КК.2-5-2-5-6-4-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (33 см)
КК.2-5-2-5-6-4-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (35 см)
КК.2-5-2-5-6-5-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (37 см)
КК.2-5-2-5-6-6-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (39 см)
КК.2-6-2-5-6-6-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (41 см)
КК.2-6-2-5-6-7-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (43 см)
КК.2-0-2-5-6-8-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (45 см)
КК.2-0-2-5-6-8-6-10-3.5-3-5.6.9-1.2-2.4.5-2A (47 см)
(модель ARGON 2)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння фіксоване
 Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі
 Підніжка - регулюється висота
 Система опори тіла - регулюється кут нахилу та висота
 Спинка - відкидна, регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Подушка на спинку
 Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

Примітка.
 Крісло колісне оснащено сидінням та спинкою з регулюванням натягіння. Ширина колії задніх коліс регулюється.

545	290	500	595	122	480	765	125	12,5
565	310	500	595	122	480	765	125	12,6
585	330	500	595	122	480	765	125	12,7
605	350	500	595	122	480	765	125	12,8
625	370	500	595	122	480	765	125	12,9
645	390	500	595	122	480	765	125	13,0
665	410	500	595	122	480	765	125	13,1
685	430	500	595	122	480	765	125	13,2
705	450	500	595	122	480	765	125	13,3
715	470	500	595	122	480	765	125	13,4