

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ (РЕКЛАЙНЕРИ)

Засіб зі спеціальним додатковим оснащенням для переміщення в межах будівель та поза будівлями користувачів в ослабленому стані та перебування в ньому до 8 годин на день. Характеризується збільшеною вагою за рахунок спеціального додаткового оснащення залежно від індивідуальних потреб користувача, можливістю забезпечення пасивної зміни положення тіла та додаткової підтримки, мінімальним самостійним використанням користувачем крісла колісного та у більшості випадків вимагає допомоги супроводжуючої особи.

Код ISO 9999: 12 21 03, 12 21 06, 12 21 09

Код ДКПП: 30.92.20-30.01, 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.04

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування за допомогою супроводжуючої особи / самостійне, обладнано ручними привідними ободами на колесах;
- система опори тіла фіксована / регульована за кутом нахилу;
- підніжки регулюються за висотою та за кутом нахилу / за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- підлокітники незмінні / знімні / відкидні / регулюються за висотою / по горизонталі;
- спинка регульована за кутом нахилу / за висотою та кутом нахилу;
- у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушка на сидіння / сидіння та спинку;
- подовжувач спинки / підголівник;
- протиперекидний пристрій.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- підставка під гомілки / тримачі для ніг / задники-тримачі;
- бічні упори для тіла;
- бічні упори для голови;
- запобіжний пояс.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-6-2-8-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-
1.2.5.10.14.15.17.18-7-5-4
(43 см)
(модель VCWK703)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка- регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Підголівник
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Приставний столик
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

690	430	460	600	194	485	1220	100 (kg)	22,8

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.5.10.17-1-5-3
(38 см)

КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.5.10.17-1-5-3
(40 см)

КК.2-6-2-8-2-7-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.5.10.17-1-5-3
(43 см)

КК.2-6-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.5.10.17-1-5-3
(45 см)

КК.2-0-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.5.10.17-1-5-3
(46 см)
(модель КкД-04-01)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Бічні упори для голови
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

625	380	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0
645	400	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0
675	430	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0
695	450	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0
705	460	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:

**КК.2-5-2-5-5-6-5-6-3.4.5-1.2.3.4.7-
1.2.5.10.14.17.18-1-5-4**

(38,5 см) модель Ма 004

**КК.2-6-2-5-5-7-5-6-3.4.5-1.2.3.4.7-
1.2.5.10.14.17.18-1-5-4**

(43,5 см) модель Ма 005

**КК.2-0-2-5-5-9-5-6-3.4.5-1.2.3.4.7-
1.2.5.10.14.17.18-1-5-4**

(48,5 см) модель Ма 006

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну (підлокітники є знімними)
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні, регулюються по
горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Підголівник
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

								
630	385	530	605	176	450	1295	100	20,1
680	435	530	605	176	450	1295	100	20,3
730	485	530	605	176	450	1295	100	20,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-2-8-2-8-5-6-2-1.2.3.4.7-1.5.10.17-7-5-4
(45 см)
(модель KY903GC-46)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка- регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

650	450	525	575	198	490	960	100 (kg)	24,2

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:

КК.2-6-2-8-5-8-5-1.8-1-1.2.3.4.7-1.5.10.14.17.18-7-5-4
(46,5 см)
(модель KY608LGCJ-46)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння знімне, з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка- регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

665	465	520	595	198	520	960	100 (kg)	20,3

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-1.5.10.17-7-5-5
(38 см)

КК.2-5-2-8-2-6-5-6-1-1.2.3.4.7-1.5.10.17-7-5-5
(41 см)

КК.2-6-2-8-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-1.5.10.17-7-5-5
(46 см)

КК.2-0-2-8-2-10-5-6-1-1.2.3.4.7-1.5.10.17-7-5-5
(51 см)
(модель ОККСА)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

615	380	550	600	190	475	835	100	28,0
645	410	550	600	190	475	835	100	28,0
695	460	550	600	190	475	835	100	28,0
745	510	550	600	190	475	835	100	28,0

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:

ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:

КК.2-6-2-8-2-7-6-6-2-1.2.3.4.7-1.5.10.17-1.2-5-4
(43,5 см)
(моделі OSD-REC-45, OSD-REP-45)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та
висота
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Складові підставки для гомілок
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

680	435	545	600	201	440	1275	125 (kg)	24,6

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-2-8-2-4-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5
(34 см)
КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5
(37 см)
КК.2-5-2-8-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5
(42 см)
(модель 954)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

565	340	510	610	197	480	730/ 965/ 1195	100	26,0
595	370	510	610	197	480	730/ 965/ 1195	100	26,0
645	420	510	610	197	480	730/ 965/ 1195	100	26,0

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:
ТОВ «Фенікс-Медікал»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-2-8-2-4-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-4
(35 см)

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-4
(38 см)

КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-4
(41 см)

КК.2-5-2-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-4
(44 см)

КК.2-6-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-4
(47 см)

КК.2-0-2-8-2-9-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-4
(50 см)

(модель Breezy 250R)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

560	350	420	610	195	390-450	995-1320	100	20,5
590	380	420	610	195	390-450	995-1320	100	20,5
620	410	420	610	195	390-450	995-1320	100	20,5
650	440	420	610	195	390-450	995-1320	100	20,5
680	470	420	610	195	390-450	995-1320	100	20,5
710	500	420	610	195	390-450	995-1320	100	20,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ (РЕКЛАЙНЕРИ)



Виробник:
ТОВ «Фенікс-Медікал»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-3
(35,5 см)

КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-3
(38,5 см)

КК.2-5-2-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-3
(41,5 см)

КК.2-5-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-3
(44,5 см)

КК.2-6-2-8-2-9-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-3
(47,5 см)

КК.2-0-2-8-2-10-5-6-3-1.2.3.7-1.5.13.17-7-5-3
(50,5 см)

(модель Breezy 300R)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну

Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість котитись на колесах

Сидіння складається

Підлокітники похилі

Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота

Система опори тіла - фіксована

Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки

Подушка на сидіння

Задники-тримачі

Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

560	355	420	610	195	390-450	990-1300	100	17,5
590	385	420	610	195	390-450	990-1300	100	17,5
620	415	420	610	195	390-450	990-1300	100	17,5
650	445	420	610	195	390-450	990-1300	100	17,5
680	475	420	610	195	390-450	990-1300	100	17,5
710	505	420	610	195	390-450	990-1300	100	17,5