

Засіб для самостійного пересування користувача в приміщенні чи на вулиці та перебування в ньому до 3 годин на день. Характеризується можливістю самостійного керування ним за допомогою обох рук або однієї руки (за умови встановлення пристрою для керування однією рукою) та відсутністю індивідуальної адаптації системи сидіння.

Код ISO 9999: 12 21 06, 12 21 09, 12 21 15

Код ДКПП: 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.04, 30.92.20-90.06

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування ручними привідними ободами на колесах;
- система опори тіла фіксована;
- підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- підлокітники знімні / відкидні;
- спинка фіксована / знімна / відкидна;
- у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- підставка під гомілки / задники-тримачі;
- гігієнічне сидіння з гігієнічним отвором.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- подушка на сидіння;
- протиперекидний пристрій;
- пристрій для керування однією рукою.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжуються парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
 - Травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (без виражених залишкових деформацій), що унеможливає самостійне пересування без додаткової опори;
 - Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях компенсації та субкомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливають самостійне пересування без додаткової опори;
 - Наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок, поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційна кукса (тільки однієї нижньої кінцівки), хибний суглоб, дефект сегмента;
 - Користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння;
- для переміщення на вулиці та для подолання перешкод (за допомогою супроводжуючої особи).

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- суттєве обмеження руху обох верхніх кінцівок (можуть бути обумовлені парезами, паралічами, наслідками оперативних втручань і травм);
- захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможливає самостійне пересування користувача в кріслі колісному;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння;

відносні:

- наявність виражених залишкових явищ перенесених травм і деформацій хребта, таза;
- користувач планує використовувати крісло колісне більше ніж 3 години протягом дня;
- користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи низькоактивних крісел колісних;
- габаритні розміри в групі низькоактивних крісел колісних не відповідають вимогам користувача та ускладнюють експлуатацію крісла колісного.

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ З ГІГІЄНІЧНИМ ОТВОРОМ БАЗОВЕ



Виробник:

ДАХК «АРТЕМ»

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-5-8-5-1.8-3-1.2.3.7-9.17-7-6-4

(45 см)

(модель 244)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне, з гігієнічним отвором
Підлокітники похилі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

695	450	560	605	194	540	963	100 (kg)	21,3

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ
З ГІГІЄНІЧНИМ ОТВОРОМ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
 КК.2-5-1-8-5-7-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-4
 (41,5 см)
 (модель КЛСТ)
 КК.2-0-1-8-5-9-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-4
 (48 см)
 (модель КЛСТ-01)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка
 регулюється вручну
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні
 не втрачає можливість котитись на колесах
 Сидіння знімне з гігієнічним отвором
 Підлокітники подовжені
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
 стопи, обертається, регулюється висота
 Система опори тіла – фіксована
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

КЛСТ								
635	415	430	611	212	510	935	100	23,0
КЛСТ-01								
720	480	560	605	196	510	915	100	23,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ З ГІГІЄНІЧНИМ ОТВОРОМ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.2-6-1-8-2-7-5-1.8-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3
(44 см)
(модель VCWK4T)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

675	440	460	605	188	550	895	100 (kg)	20,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ З ГІГІЄНІЧНИМ ОТВОРОМ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:

КК.2-6-1-8-2-7-5-1.8-2.4-1.2.3.7-9-7-6-4

(44 см)

КК.2-6-1-8-2-8-5-1.8-2.4-1.2.3.7-9-7-6-4

(45 см)

(модель КтД-26-01)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне з гігієнічним отвором
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

690	440	510	600	148	520	895	100	21,0
700	450	510	600	148	520	895	100	21,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ З ГІГІЄНІЧНИМ ОТВОРОМ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-7-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (44 см)

(модель ОККС-01)

КК.2-5-1-8-2-8-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (46 см)

(модель ОККС-02)

КК.2-6-1-8-2-9-5-1.8-2.4-1.2.3.4.7-10-7-6-4
(49,5 см)

(модель ОККС-03)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені. У моделі ОККС-03 -
короткі, відкидаються
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи,
обертається, регулюється висота. У моделі ОККС-03
додатково регулюється кут нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки (ОККС-01(02))
Складові підставки під гомілки (ОККС-03)

Технічні характеристики

ОККС-01								
595	440	500	605	150	520	925	100	19,0
ОККС-02								
615	460	500	605	150	520	925	100	19,0
ОККС-03								
690	495	505	600	196	540	900	100	24,0

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ З ГІГІЄНІЧНИМ ОТВОРОМ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-4-6-1.8-2.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-4
(34,2 см)

КК.2-5-1-8-2-6-6-1.8-2.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-4
(38,2 см)

КК.2-5-1-8-2-7-6-1.8-2.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-4
(43,2 см)

КК.2-6-1-8-2-9-6-1.8-2.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-4
(48,2 см)

(моделі

OSD-MOD-STC2D-36, OSD-MOD-STB2D-36,

OSD-MOD-STC2D-40, OSD-MOD-STB2D-40,

OSD-MOD-STC2D-45, OSD-MOD-STB2D-45,

OSD-MOD-STC2D-50, OSD-MOD-STB2D-50)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка

регулюється вручну

Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах

Сидіння знімне з гігієнічним отвором

Підлокітники короткі, відкидні

Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою

стопи, обертається, регулюється висота

Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота

Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння

Задники-тримачі

Технічні характеристики

550	342	510	605	201	465	908	125	20,4
590	382	510	605	201	465	908	125	20,6
640	432	510	605	201	465	908	125	20,8
690	482	510	605	201	465	908	125	21,0

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними рушійними колесами

НИЗЬКОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ З ГІГІЄНІЧНИМ ОТВОРОМ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «Світ літньої людини та реабілітації»

Шифр та модель виробу:

КК.2-4-1-5-2-4-6-1.8-1.4.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-4
(34,2 см)

КК.2-5-1-5-2-6-6-1.8-1.4.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-4
(38,2 см)

КК.2-5-1-5-2-7-6-1.8-1.4.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-4
(43,2 см)

КК.2-6-1-5-2-9-6-1.8-1.4.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-4
(48,2 см)

(моделі

OSD-MOD-STC3-36, OSD-MOD-STB3-36,

OSD-MOD-STC3-40, OSD-MOD-STB3-40,

OSD-MOD-STC3-45, OSD-MOD-STB3-45,

OSD-MOD-STC3-50, OSD-MOD-STB3-50)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну

Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах

Сидіння складається або знімне з гігієнічним отвором

Підлокітники подовжені, відкидні, регулюються по
горизонталі

Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється висота

Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота

Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння

Задники-тримачі

Технічні характеристики

545	342	510	605	201	453	908	125	20,9
585	382	510	605	201	453	908	125	21,1
635	432	510	605	201	453	908	125	21,3
685	482	510	605	201	453	908	125	21,5

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними рушійними колесами