

СЕРЕДНЬОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача в приміщенні і на вулиці та перебування у ньому понад 3 години на день. Характеризується можливістю самостійного керування ним за допомогою обох рук або однієї руки (за умови встановлення пристрою для керування однією рукою), індивідуального налаштування системи опори тіла, колісної бази та / або сидіння, додаткових опцій.

Код ISO 9999: 12 21 06, 12 21 09, 12 21 15

Код ДКПП: 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.04, 30.92.20-90.06

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування ручними приводними ободами на колесах;
- система опори тіла фіксована / регульована за кутом нахилу / регульована за висотою;
- підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- підлокітники знімні / відкидні / регулюються за висотою;
- колісна база регульована;
- у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушка на сидіння / сидіння та спинку;
- підставка під гомілки / задники-тримачі.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- протиперекидний пристрій.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
 - травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (у тому числі виражені залишкові деформації), що унеможливає самостійне пересування без додаткової опори;
 - загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях компенсації та субкомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливають самостійне пересування без додаткової опори;
 - наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок та поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційні кукси (в тому числі обох кінцівок), хибний суглоб, дефект сегмента;
 - користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою однієї або обох верхніх кінцівок;
 - користувач може самостійно пересуватися на вулиці та долати перешкоди або скористатись для цього допомогою супроводжуючої особи;
- користувач може самостійно сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння або не може самостійно сидіти на кріслі та потребує спеціального оснащення сидіння або його додаткового налаштування.

СЕРЕДНЬОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ**МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:***абсолютні:*

- суттєве обмеження руху обох верхніх кінцівок (можуть бути обумовлені парезами, паралічами, наслідками оперативних втручань і травм);
- захворювання серцево-судинної або легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможлиблює самостійне пересування на кріслі колісному;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- наслідки травм, операцій і загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);

відносні:

- користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння;
- користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи середньоактивних крісел колісних;
- габаритні розміри у групі середньоактивних крісел колісних не відповідають вимогам користувача та ускладнюють експлуатацію крісла колісного.



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-5-5-5-6-2-3.7-5.9.17-1.2.3-6-3
(38 см)
КК.2-5-1-5-5-6-5-6-2-3.7-5.9.17-1.2.3-6-3
(40 см)
КК.2-6-1-5-5-7-5-6-2-3.7-5.9.17-1.2.3-6-3
(42 см)
(модель 128)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється висота, регулюється кут нахилу та по горизонталі (регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

630	380	400	600	140	450	830	100	18,0
650	400	400	600	140	450	830	100	18,0
670	420	400	600	140	450	830	100	18,0

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(38 см)

(модель КК)

КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(42 см)

(модель КК-01)

КК.2-5-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(46 см)

(модель КК-02)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється висота та кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

КК								
565	380	395	611	150	500	945	100	17,5
КК-01								
605	420	395	611	150	500	945	100	18,0
КК-02								
645	460	395	611	150	500	945	100	18,0

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:

К.2-5-1-8-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(38 см)

(модель ККСК)

КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(42 см) (модель ККСК-01)

КК.2-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(46 см)

(модель ККСК-02)

КК.2-0-1-8-5-9-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(48 см)

(модель ККСК-03)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється висота та кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ККСК								
580	380	410	611	150	500	935	100	18,0
ККСК-01								
620	420	410	611	150	500	935	100	18,0
ККСК-02								
660	460	415	611	150	500	935	100	18,0
ККСК-03								
715	480	570	605	145	475	882	100	18,5

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3
(38 см)

(модель ККСН)

КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3
(42 см)

(модель ККСН-01)

КК.2-6-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3
(46 см)

(модель ККСН-02)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється висота та кут нахилу
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ККСН							
580	380	415	611	150	430-510	880-960	18,0
ККСН-01							
620	420	415	611	150	430-510	880-960	18,0
ККСН-02							
670	460	415	611	150	430-510	880-960	18,0

Примітка. Ці моделі крісел колісних постачаються з сидінням-носілками



Виробник:
ПОГ «НЕРТУС»

Шифр та модель виробу:
КК.2-6-2-5-5-7-7-6-2.5-1.2.3.7-5.13-1.2-3.4.5-3
(43,5 см)
КК.2-0-2-5-5-11-7-6-2.5-1.2.3.7-5.13-1.2-3.4.5-3
(53,5 см)
(модель KM 8522 Flexx HD)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну (підлокітник є знімним)
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка – відкидна, регулюється по горизонталі та кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

680	435	700-750	590	175	475	990	130	18,8
780	535	700-750	590	175	475	990	130	19,3

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено швидкознімними привідними колесами

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-5-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3
(34 см)

КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3
(38 см)

КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3
(42 см)

КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3
(46 см)

(модель АWC)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

560	340	565	590	195	490	955-1035	100	17,5
600	380	565	590	195	490	955-1035	100	17,5
640	420	565	590	195	490	955-1035	100	17,5
680	460	565	590	195	490	955-1035	100	17,5

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-3
(35,5 см)

КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-3
(37,5 см)

КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-3
(40,5 см)

КК.2-5-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-3
(43,5 см)

КК.2-5-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-3
(45,5 см)

КК.2-6-1-8-2-9-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-3
(48,5 см)

(модель 9.050 Budget)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну

Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах

Сидіння складається

Підлокітники похилі, відкидаються

Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюються висота та кут нахилу опори стопи

Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота (регулюється колісна база - 2 положення)

Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння

Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	355	540	595	176	470	960	125	17,6
580	375	540	595	176	470	960	125	17,8
610	405	540	595	176	470	960	125	18,0
640	435	540	595	176	470	960	125	18,2
660	455	540	595	176	470	960	125	18,4
690	485	540	595	176	470	960	125	18,6

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними колесами

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-5-2-5-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-6-3
(35,5 см)

КК.2-5-1-5-2-5-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-6-3
(37,5 см)

КК.2-5-1-5-2-6-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-6-3
(40,5 см)

КК.2-6-1-5-2-7-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-6-3
(43,5 см)

КК.2-6-1-5-2-8-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-6-3
(45,5 см)

КК.2-0-1-5-2-9-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13.14.17-1.2-6-3
(48,5 см)

(модель 2.750 Eurochair2)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюються висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота (регулюється колісна база - 2 положення)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

600	355	520	595	176	480	935	125	18,7
620	375	520	595	176	480	935	125	18,9
650	405	520	595	176	480	935	125	19,1
680	435	520	595	176	480	935	125	19,3
700	455	520	595	176	480	935	125	19,5
720	485	520	595	176	480	935	125	19,7

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними колесами, спинкою з регульованим натягненням, пристосуванням для перевезення милиць

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9-1.2-6-3 (35,5 см)

КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9-1.2-6-3 (37,5 см)

КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9-1.2-6-3 (40,5 см)

КК.2-5-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9-1.2-6-3 (43,5 см)

КК.2-5-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9-1.2-6-3 (45,5 см)

КК.2-6-1-8-2-9-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9-1.2-6-3 (48,5 см)

(модель 3.940 Format)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка

регулюється вручну

Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах

Сидіння складається

Підлокітники похилі, відкидаються

Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюються висота та кут нахилу опори стопи

Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота (регулюється колісна база - 2 положення)

Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

560	355	540	595	176	465	960	125	17,6
580	375	540	595	176	465	960	125	17,8
610	405	540	595	176	465	960	125	18,0
640	435	540	595	176	465	960	125	18,2
660	455	540	595	176	465	960	125	18,4
690	485	540	595	176	465	960	125	18,6

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними колесами, спинкою з регульованим натягненням

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:

**КК.2-5-2-5-5-6-5-6-3.4-1.2.3.5.7-
5.9.13.14.17.18-1.2-2-3**

(39 см)

**КК.2-5-2-5-5-7-5-6-3.4-1.2.3.5.7-
5.9.13.14.17.18-1.2-2-3**

(43 см)

(модель VCWK9AC-01)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла – регулюється кут нахилу, регулюється висота (регулюється колісна база - 2 положення)
Спинка – регулюється висота

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

615	390	510	610	194	490	965-990	100	16,0
655	430	510	610	194	490	965-990	100	17,1

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-5-2-5-5-6-1.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3
(35,5 см)

КК.2-5-1-5-2-5-5-6-1.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3
(38 см)

КК.2-5-1-5-2-6-5-6-1.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3
(40,5 см)

КК.2-5-1-5-2-7-5-6-1.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3
(43 см)

КК.2-5-1-5-2-8-5-6-1.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3
(45,5 см)

КК.2-6-1-5-2-9-5-6-1.5-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3
(48 см)

(модель Action 3 NG)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники - подовжені, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна, з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті (регулюється колісна база)
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

								
560	355	545-670	605	200	485	965	100	15,9
585	380	545-670	605	200	485	965	100	15,9
610	405	545-670	605	200	485	965	100	15,9
635	430	545-670	605	200	485	965	100	15,9
660	455	545-670	605	200	485	965	100	15,9
685	480	545-670	605	200	485	965	100	15,9

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:

КК.2-6-5-5-5-9-7-3.6-2.5-1.2.3.7-5.13-1.2-2.3-3
(48 см)

КК.2-0-5-5-5-10-7-3.6-2.5-1.2.3.7-5.13-1.2-2.3-3
(53 см)

КК.2-0-5-5-5-11-7-3.6-2.5-1.2.3.7-5.13-1.2-2.3-4
(58 см)
(модель Action 4 NG Heavy Duty)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну (підлокітники є знімними)
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння - регулюється по горизонталі, складається
Підлокітники короткі, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база - 2 положення)
Спинка – регулюється висота та по горизонталі

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

695	480	545-595	595	202	495	420-500	понад 125 (до 160)	19,7
745	530	545-595	595	202	495	420-500	понад 125 (до 160)	20,0
795	580	545-595	595	202	495	420-500	понад 125 (до 160)	20,3

Примітка. Додатково оснащено швидкознімними колесами

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:

КК.2-4-5-5-5-1-4-3.6-2.5-1.2.3.5.7-5.9.17-1.2-2.3-2-Д
(18,5-26,0 см)

КК.2-4,5-5-5-5-2,3,4,5-4-3.6-2.5-1.2.3.5.7-5.9.17-1.2-2.3-3-Д

(28,5; 31,0; 33,5; 36,0 см)

(модель Action 3 Junior Evolutive)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну (підлокітники є знімними)
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння - регулюється по горизонталі, складається
Підлокітники короткі, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка – регулюється висота та по горизонталі

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

410-485	185-260	510	565	127	410	890	75 (kg)	15,0
510-585	285-360	510	565	127	410	890	75	16,0

Примітка. Ширина крісла колісного та ширина сидіння регулюються.
Оснащено м'якою накладкою на спинку, швидкознімними колесами

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ТОВ «Виробнича компанія «ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-5-5-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1-4-3
(37 см)

КК.2-5-1-8-5-6-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1-4-3
(40 см)

КК.2-6-1-8-5-7-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1-4-3
(43 см)

КК.2-6-1-8-5-8-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1-4-3
(45 см)

(модель КаД-11)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складаєні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, вікидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу (регулюється колісна база - 2 положення)
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

620	370	570	605	194	523	939	100	16,9
650	400	570	605	194	523	939	100	17,1
680	430	570	605	194	523	939	100	17,3
700	450	570	605	194	523	939	100	17,5

Примітка. Обладнано швидкознімними колесами, пом'якшуючою накладкою на сидіння та спинку

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-Центр»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.13.17-1.2-1.2.4-3
(38 см)

КК.2-5-2-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.13.17-1.2-1.2.4-3
(42 см)

КК.2-6-2-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.13.17-1.2-1.2.4-3
(46 см)

КК.2-0-2-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.13.17-1.2-1.2.4-3
(50 см)

(модель КК-2-02 «Друкмаш»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється висота та кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка – знімна, регулюється висота, відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

585	380	560	605	195	480	855	100	19,5
625	420	560	605	195	480	855	100	19,5
695	460	560	605	195	480	855	100	19,5
745	500	560	605	195	480	855	100	19,5

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:

**КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2.4-1.2.3.5.7-5.6.9.17.18-
1.2-4-4
(46 см)
(модель KY956LAQ-46)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота, регулюється кут нахилу опори стопи
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

675	460	550	595	194	540	920	100 (kg)	20,7

Примітка. Додатково оснащено сидінням та спинкою з регулюванням натягнення, швидкознімними колесами, додатковими колесами для пересування в вузькому приміщенні, регулюється кут нахилу вилки веденого колеса

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ЛІДЕР-ОРТО»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-5-5-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-3 (35,5 см)
 КК.2-5-1-8-5-6-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-3 (38,5 см)
 КК.2-5-1-8-5-7-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-3 (42,5 см)
 КК.2-5-1-8-5-8-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-3 (45,5 см)
 КК.2-6-1-8-5-9-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-3 (49,5 см)
 КК.2-0-1-8-5-11-7-6-3-1.3.7-5.13-1-6-3 (53,5 см)
 (модель LINE 600)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюються висота
 Система опори тіла – регулюються кут нахилу (регулюється колісна база)
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Задники-тримачі

Технічні характеристики

560	355	380	592	196	500	925	140	15,8
590	385	380	592	196	500	925	140	16,0
630	425	380	592	196	500	925	140	16,2
660	455	380	592	196	500	925	140	16,4
700	495	380	592	196	500	925	140	16,8
740	535	380	592	196	500	925	140	17,0

Примітка. Крісла колісні додатково оснащені швидкознімними колесами, маленькими колесами для пересування у вузькому приміщенні

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ЛІДЕР-ОРТО»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-4-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (34 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (37 см)
 КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (40 см)
 КК.2-6-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (43 см)
 КК.2-0-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (46 см)
 КК.2-0-1-8-2-9-6-6-3.4-1.2.3.7-5.13-1.2-6-3 (49 см)
 (модель S-Eco 300)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі, відкидаються
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюються висота
 Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота (регулюється колісна база - 2 положення)
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Задники-тримачі

Технічні характеристики

585	340	570	595	185	450	920	125	16,8
615	370	570	595	185	450	920	125	17,0
645	400	570	595	185	450	920	125	17,2
675	430	570	595	185	450	920	125	17,4
705	460	570	595	185	450	920	125	17,6
735	490	570	595	185	450	920	125	17,8

Примітка. Крісла колісні додатково оснащені швидкознімними колесами

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ЛІДЕР-ОРТО»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-4-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-2 (34 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-2 (37 см)
 КК.2-5-1-8-2-6-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-2 (40 см)
 КК.2-6-1-8-2-7-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-2 (43 см)
 КК.2-6-1-8-2-8-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-2 (46 см)
 КК.2-0-1-8-2-9-6-6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-6-2 (49 см)
 (модель Pyro start plus+)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі, відкидаються
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюються висота та кут нахилу опори стопи
 Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота (регулюється колісна база - 2 положення)
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Задники-тримачі

Технічні характеристики

575	340	580	585	185	460	930	125	13,8
605	370	580	585	185	460	930	125	14,0
635	400	580	585	185	460	930	125	14,2
665	430	580	585	185	460	930	125	14,4
695	460	580	585	185	460	930	125	14,6
725	490	580	585	185	460	930	125	14,8

Примітка. Крісла колісні додатково оснащені швидкознімними колесами

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ЛІДЕР-ОРТО»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-5-5-2-4-6-3.6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-2.3-3
(34 см)

КК.2-5-5-5-2-5-6-3.6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-2.3-3
(37 см)

КК.2-5-5-5-2-6-6-3.6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-2.3-3
(40 см)

КК.2-5-5-5-2-7-6-3.6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-2.3-3
(43 см)

КК.2-6-5-5-2-8-6-3.6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-2.3-3
(46 см)

КК.2-0-5-5-2-9-6-3.6-3.4-1.2.3.5.7-5.13-1.2-2.3-3
(49 см)

(модель Pyro light optima)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну (підлокітник є знімним)
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння регулюється по горизонталі, складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою
Стопи, обертається, регулюються висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла – регулюються кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка – регулюються по горизонталі та висота

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

565	340	545-645	590	195	425	855-1035	125	16,6
595	370	545-645	590	195	425	855-1035	125	16,8
625	400	545-645	590	195	425	855-1035	125	17,0
655	430	545-645	590	195	425	855-1035	125	17,2
685	460	545-645	590	195	425	855-1035	125	17,4
715	490	545-645	590	195	425	855-1035	125	17,8

Примітка. Крісла колісні додатково оснащені швидкознімними колесами



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-5-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1.2-2.4-3
(45 см)
(модель ОККС2Ф)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка – відкидна, регулюється висота

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

640	450	550	600	193	550	927	100 (kg)	19,4

Примітка. Обладнане сидінням з регулюванням жорсткості, швидкознімними колесами, додатковими маленькими колесами для пересування в вузькому приміщенні, вилками передніх коліс з регулюванням кута нахилу

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:

КК.2-4-5-5-2-1-4-9-2.5-3.5.7-5.6.9.14.17-1.2.3-
2-2Д
(18,5-26 см)
(модель OSD-ADJK-M)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння - регулюється ефективна ширина
Підлокітники короткі, регулюються по горизонталі
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла – регулюється положення по горизонталі, кут нахилу та висота
Спинка – регулюється висота

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

530	185-260	435-495	495	100	405	805-1095	75 (kg)	13,4

Примітка. Ширина крісла колісного та ширина сидіння регулюються. Оснащено швидкознімними рушійними колесами, відкидні складані опори для стоп можуть бути модифіковані в суцільну опору для стоп.

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-5-2-5-7-6-1.4.5-1.2.3.7-5.13.17-1.2-6-2
(35,5 см)

КК.2-5-1-5-2-5-7-6-1.4.5-1.2.3.7-5.13.17-1.2-6-2
(37,5 см)

КК.2-5-1-5-2-7-7-6-1.4.5-1.2.3.7-5.13.17-1.2-6-3
(42,5 см)

КК.2-6-1-5-2-9-7-6-1.4.5-1.2.3.7-5.13.17-1.2-6-3
(47,5 см)

(моделі OSD-MOD-LWA2-38, OSD-MOD-LWA2-40,
OSD-MOD-LWA2-45, OSD-MOD-LWA2-50)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені, відкидні, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій
Сумка

Технічні характеристики

570	355	560	600	176	500	965	130	14,8
590	375	560	600	176	500	965	130	15,0
640	425	560	600	176	500	965	130	15,4
690	475	560	600	176	500	965	130	15,8

Примітка. Крісла колісні оснащені швидкознімними рушійними колесами, додатковими маленькими колесами для пересування в вузьких приміщеннях та сумкою



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(41 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(43 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(46 см)
(модель Сіті-01)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

600	380	550	605	151	478	900	100	16,9
630	410	550	605	151	478	900	100	17,2
650	430	550	605	151	478	900	100	17,5
680	460	550	605	151	478	900	100	17,8

Примітка. Додатково оснащено швидкознімними привідними колесами, маленькими колесами для пересування в вузьких приміщеннях, підйомником для зняття великих привідних коліс



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-2-8-5-5-7-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9.17-1.2-2-3
(38 см)
КК.2-5-2-8-5-6-7-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9.17-1.2-2-3
(40,5 см)
КК.2-5-2-8-5-7-7-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9.17-1.2-2-3
(43 см)
КК.2-6-2-8-5-9-7-6-3.4-1.2.3.5.7-5.9.17-1.2-2-3
(48 см)
(моделі Otto Bock Start M2S V7)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка регулюється висота

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

								
610	380	570	605	193	480	945-1090	125	15,3
635	405	570	605	193	480	945-1090	125	15,5
660	430	570	605	193	480	945-1090	125	15,7
685	480	570	605	193	480	945-1090	125	16,1

Примітка. Крісла колісні додатково оснащені м'якою надкладкою на сидіння та спинку, швидкознімними колесами

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-1-5-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(38 см)

КК.2-5-1-5-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(41 см)

КК.2-5-1-5-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(43 см)

КК.2-6-1-5-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3
(46 см)
(модель Сіті-02)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та висота (регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

600	380	550	605	151	478	900	100	16,9
630	410	550	605	151	478	900	100	17,2
650	430	550	605	151	478	900	100	17,5
680	460	550	605	151	478	900	100	17,8

Примітка. Додатково оснащено швидкознімними привідними колесами, маленькими колесами для пересування в вузьких приміщеннях, підйомником для зняття великих привідних коліс

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ

**Виробник:**

ТОВ «Фенікс-Медікал»

Шифр та модель виробу:

КК.2-5-5-8-2-5-6-3.6-3.4.5-1.2.3.5.7-5.13-1.2-1.2.3-2
(36 см)

КК.2-5-5-8-2-6-6-3.6-3.4.5-1.2.3.5.7-5.13-1.2-1.2.3-2
(38,5 см)

КК.2-5-5-8-2-6-6-3.6-3.4.5-1.2.3.5.7-5.13-1.2-1.2.3-3
(41 см)

КК.2-5-5-8-2-7-6-3.6-3.4.5-1.2.3.5.7-5.13-1.2-1.2.3-3
(43,5 см)

КК.2-6-5-8-2-6-6-3.6-3.4.5-1.2.3.5.7-5.13-1.2-1.2.3-3
(46 см)

КК.2-0-5-8-2-9-6-3.6-3.4.5-1.2.3.5.7-5.13-1.2-1.2.3-3
(50 см)

(модель Basic2)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається, регулюється по горизонталі
Підлокітники - похилі, відкидаються, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна, обертається, регулюється висота, регулюється кут нахилу опори стопи, з відкидною складаною опорою стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті (регулюється колісна база)
Спинка - знімна, регулюється по висоті та горизонталі

Додаткове оснащення

Подушки на сидіння
Задники-тримачі

Технічні характеристики

580	360	535-635	585	200	450	855-995	125	14,9
605	385	535-635	585	200	450	855-995	125	15,4
630	410	535-635	585	200	450	855-995	125	15,9
655	435	535-635	585	200	450	855-995	125	16,4
680	460	535-635	585	200	450	855-995	125	16,9
720	500	535-635	585	200	450	855-995	125	17,3



Виробник:
ТОВ НВЦ «Антеї ЛТД»

Шифр та модель виробу:

КК.2-4-2-5-2-2-5-6-2.5-1.2.3.5.7-5.9.14.17-1.2-5-3
(28 см)
КК.2-5-2-5-2-3-5-6-2.5-1.2.3.5.7-5.9.14.17-1.2-5-3
(30 см)
КК.2-5-2-5-2-3-5-6-2.5-1.2.3.5.7-5.9.14.17-1.2-5-3
(32 см)
КК.2-5-2-5-2-4-5-6-2.5-1.2.3.5.7-5.9.14.17-1.2-5-3
(34 см)
КК.2-5-2-5-2-5-5-6-2.5-1.2.3.5.7-5.9.14.17-1.2-5-3
(36 см)
КК.2-5-2-5-2-5-5-6-2.5-1.2.3.5.7-5.9.14.17-1.2-5-3
(38 см)
(модель NICOL 2)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники - короткі, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна, обертається, регулюється висота, регулюється кут нахилу опори стопи, з відкидною складаною опорою стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, регулюється по висоті (регулюється колісна база)
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушки на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

								
530	280	490	615	125	460	1020	100	17,8
550	300	490	615	125	460	1020	100	18,0
570	320	490	615	125	460	1020	100	18,2
590	340	490	615	125	460	1020	100	18,4
610	360	490	615	125	460	1020	100	18,6
630	380	490	615	125	460	1020	100	18,8

Примітка.
Оснащено швидкознімними колесами, м'якою спинкою та захисними щитками на спиці