

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача на вулиці за допомогою мускульної сили, що прикладається до важелів або інших деталей механічного приводу. Зазвичай характеризується відсутністю можливості в індивідуальній адаптації системи сидіння, може бути оснащене регульованими частинами (підніжками, підлокітниками, спинкою, підголівником), які дають змогу адаптувати положення тіла та забезпечують комфорт при тривалому використанні

Код ISO 9999: 12 21 12, 12 21 18

Код ДКПП: 30.92.20-90.03, 30.92.20-90.07

Код УКТЗЕД: 87 13 90

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування самостійне, приводними важелями;
- система опори тіла фіксована / регулюється за кутом нахилу;
- підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- підлокітники фіксовані / знімні / відкидні, регулюються за висотою;
- спинка фіксована / знімна / регулюється за кутом нахилу;
- у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушка на сидіння;
- підставка під гомілки / задники-тримачі.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- запобіжний пояс;
- підголівник;
- пристосування для засобів для ходіння, керованих однією рукою;
- робоче гальмо.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
- Травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (у тому числі виражені залишкові деформації), що унеможливає самостійне пересування без додаткової опори;
- Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях компенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливають самостійне пересування без додаткової опори;
- Наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок і поясу нижніх кінцівок крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційні кукси (в тому числі обох кінцівок), хибний суглоб, дефект сегмента;
- Користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою однієї або обох верхніх кінцівок;
- Користувач самостійно переміщується та долає перешкоди або може скористатись для цього допомогою супроводжуючої особи;
- Користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- суттєве обмеження рухів обох верхніх кінцівок (можуть бути обумовлені парезами, паралічами, наслідками оперативних втручань і травм);
- захворювання серцево-судинної, легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможливає самостійне переміщення в кріслі колісному;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- наслідки травм, операцій і загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);
- психічні захворювання;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- епілепсія та інші органічні ураження центральної нервової системи чи наслідки травм, що супроводжуються значним порушенням координації рухів верхніх кінцівок;
- виражені порушення статичності та координації рухів;
- значні порушення зору;
- вік користувача не більше 70 років (для дорожніх крісел колісних активних).



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-8-1-5-2-5-5-6-3-1.2.3.7-5.9-7-6-5
(37 см)
КК.4.1.1-9-1-5-2-6-5-6-3-1.2.3.7-5.9-7-6-5
(39 см)
КК.4.1.1-9-1-5-2-7-5-6-3-1.2.3.7-5.9-7-6-5
(42 см)
(модель 178)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
 Система опори тіла – фіксована
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

660	370	400	500	320	450	920	100	27,0
680	390	400	500	320	450	920	100	27,0
710	420	400	500	320	450	920	100	27,0



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.4.2.1-6-1-5-5-5-5-6-1-3.7-5.9-7-6-6
(38 см)
(модель КДСВ)
КК.4.2.1-0-1-5-5-7-5-6-1-3.7-5.9-7-6-6
(42 см)
(модель КДСВ-01)
КК.4.2.1-0-1-5-5-8-5-6-1-3.7-5.9-7-6-6
(45 см)
(модель КДСВ-02)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

670	380	440	492	250	490	930	100	32,0
710	420	440	492	250	490	930	100	32,0
740	450	440	492	250	490	930	100	33,0



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.4.2.1-5-1-5-2-5-4-6-1-3.7-5.9-7-6-4-Д
(37 см)
(модель КРД)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

660	370	355	492	212	460	870	75 (kg)	22,5



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія «ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-0-1-5-4-8-5-1-1-1.2.3.7-5.6.9.17-7-1-6
(47 см)
(модель КвД-22)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється по висоті
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

КвД-22								
700	470	510	490	310	530	930	100	34,2



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:

КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9-7-6-6 (40 см)
(модель ДККС-1-01-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9-7-6-6 (43 см)
(модель ДККС-1-01-43)
КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9-7-6-7 (40 см)
(модель ДККС-1-02-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-1-02-43)
КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9.14-7-6-7 (40 см)
(модель ДККС-1-03-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9.14-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-1-03-43)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс (моделі ДККС-1-03-40(43))

Технічні характеристики

ДККС-1-01-40								
700	400	450	505	305	520	980	100	34,1
ДККС-1-02-40, ДККС-1-03-40								
700	400	450	505	305	520	980	100	35,2-35,5
ДККС-1-01-43								
730	430	450	505	305	520	980	100	34,4
ДККС-1-02-43, ДККС-1-03-43								
730	430	450	505	305	520	980	100	35,5-35,8



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
 КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-3.7-5.9-7-6-6
 (40 см)
 (модель ДККС-5-01-40)
 КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-3.7-5.9-7-6-6
 (43 см)
 (модель ДККС-5-01-43)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники подовжені
 Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
 Система опори тіла – фіксована
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

ДККС-5-01-40								
700	400	450	505	305	520	980	100	34,0
ДККС-5-01-43								
730	430	450	505	305	520	980	100	34,3



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

- Шифр та модель виробу:**
- КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9-7-4-6 (40 см)
(модель ДККС-7-01-40)
 - КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9-7-4-6 (43 см)
(модель ДККС-7-01-43)
 - КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9-7-4-7 (40 см)
(модель ДККС-7-02-40)
 - КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9-7-4-7 (43 см)
(модель ДККС-7-02-43)
 - КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9.14-7-4-7 (40 см)
(модель ДККС-7-03-40)
 - КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9.14-7-4-7 (43 см)
(модель ДККС-7-03-43)
 - КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9.14-7-4-7 (40 см)
(модель ДККС-7-04-40)
 - КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9.14-7-4-7 (43 см)
(модель ДККС-7-04-43)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс (моделі ДККС-7-03-40(43) та ДККС-7-04-40(43))

Технічні характеристики

ДККС-7-01-40								
700	400	450	505	305	520	980	100	34,3
ДККС-7-02-40, ДККС-7-03-40, ДККС-7-04-40								
700	400	450	505	305	520	980	100	35,4-37,3
ДККС-7-01-43								
730	430	450	505	305	520	980	100	34,6
ДККС-7-02-43, ДККС-7-03-43, ДККС-7-04-43								
730	430	450	505	305	520	980	100	35,7-37,6



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-6-1-1.3.7-5.9.13.18-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-2-01-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.7-5.9.13.18-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-2-01-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.7-5.9.13.18-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-2-02-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.7-5.9.13.18-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-2-02-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.7-5.9.13.14.18-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-2-03-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.7-5.9.13.14.18-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-2-03-46)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Робоче гальмо
Запобіжний пояс (моделі ДККС-2-03-43(46))

Технічні характеристики

ДККС-2-01-43, ДККС-2-02-43, ДККС-2-03-43								
790	430	450	510	305	450	1000	130	36,4-37,8
ДККС-2-01-46, ДККС-2-02-46, ДККС-2-03-46								
820	460	450	510	305	450	1000	130	36,7-38,1

Примітка. Моделі ДККС-2-02-43(46) додатково оснащені пристосуваннями для милиць



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.7-5.9-7-6-7
(43 см)
(модель ДККС-6-01-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.7-5.9-7-6-7
(46 см)
(модель ДККС-6-01-46)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

ДККС-6-01-43								
790	430	450	510	305	450	1000	130	35,1
ДККС-6-01-46								
820	460	450	510	305	450	1000	130	35,4



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-6-1-1.3.4.7-5.10.18-7-6-7 (43 см)
 (модель ДККС-8-01-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.4.7-5.10.18-7-6-7 (46 см)
 (модель ДККС-8-01-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.4.7-5.10.18-7-6-7 (43 см)
 (модель ДККС-8-02-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.4.7-5.10.18-7-6-7 (46 см)
 (модель ДККС-8-02-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.4.7-5.10.14.18-7-6-8 (43 см)
 (модель ДККС-8-03-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.4.7-5.10.14.18-7-6-8 (46 см)
 (модель ДККС-8-03-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.4.7-5.10.14.18-7-6-8 (43 см)
 (модель ДККС-8-04-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.4.7-5.10.14.18-7-6-8 (46 см)
 (модель ДККС-8-04-46)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники подовжені
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу
 Система опори тіла – фіксована
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
 Складані підставки під гомілки
 Робоче гальмо
 Запобіжний пояс (моделі ДККС-8-03-43(46) та ДККС-8-04-43(46))

Технічні характеристики

Примітка.
 Моделі ДККС-8-02-43(46) та ДККС-8-04-43(46) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

ДККС-8-01-43, ДККС-8-02-43								
790	430	450	510	305	450	1000	130	38,7-39,2
ДККС-8-03-43, ДККС-8-04-43								
790	430	450	510	305	450	1000	130	40,1-41,1
ДККС-8-01-46, ДККС-8-02-46								
820	460	450	510	305	450	1000	130	39,0-39,5
ДККС-8-03-46, ДККС-8-04-46								
820	460	450	510	305	450	1000	130	40,4-41,4



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.7-5.9.13-7-6-6 (38 см)
(модель ДККС-3-01-38)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9.13-7-6-6 (43 см)
(модель ДККС-3-01-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.7-5.9.13-7-6-6 (46 см)
(модель ДККС-3-01-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.7-5.9.13-7-6-6 (50 см)
(модель ДККС-3-01-50)
КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.7-5.9.13.14-7-6-6 (38 см)
(модель ДККС-3-02-38)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9.13.14-7-6-6 (43 см)
(модель ДККС-3-02-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.7-5.9.13.14-7-6-6 (46 см)
(модель ДККС-3-02-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.7-5.9.13.14-7-6-7 (50 см)
(модель ДККС-3-02-50)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс (моделі ДККС-3-02-38 (43, 46, 50)

Технічні характеристики

ДККС-3-01-38, ДККС-3-02-38, ДККС-3-01-43, ДККС-3-02-43								
700 750	380 430	400	505	305	490	1000	100	33,0- 34,7
ДККС-3-01-46, ДККС-3-02-46								
780	460	400	505	305	490	1000	100	33,5- 34,9
ДККС-3-01-50, ДККС-3-02-50								
820	500	400	505	305	490	1000	130	33,8- 35,2

Примітки.
Моделі ДККС-3-01-50 та ДККС-3-02-50 відносяться до цієї підгрупи
Моделі ДККС-3-01-38(43,46,50) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

ДОРОЖНЄ КРІСЛО КОЛІСНЕ БАЗОВЕ**Виробник:****ТОВ «Друкмаш-центр»****Шифр та модель виробу:**

КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.7-5.9.13-7-5-6 (42 см)
(модель ДККС-4-01-42)

КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.7-5.9.13-7-5-6 (47 см)
(модель ДККС-4-01-47)

КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.7-5.9.13-7-5-6 (50 см)
(модель ДККС-4-01-50)

КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.7-5.9.13-7-5-6 (54 см)
(модель ДККС-4-01-54)

КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.7-5.9.13.14-7-5-7 (42 см)
(модель ДККС-4-02-42)

КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.7-5.9.13.14-7-5-7 (47 см)
(модель ДККС-4-02-47)

КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.7-5.9.13.14-7-5-7 (50 см)
(модель ДККС-4-02-50)

КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.7-5.9.13.14-7-5-7 (54 см)
(модель ДККС-4-02-54)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну

Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах

Сидіння складається

Підлокітники подовжені, опускаються або обертаються або відкидні

Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота

Система опори тіла – фіксована

Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння

Суцільна підставка під гомілки

Задники-тримачі

Запобіжний пояс (моделі ДККС-4-02-42 (47, 50, 54)

Технічні характеристики**Примітки.**

Моделі ДККС-4-01-42(47,50,54)
додатково оснащені пристосуваннями для милиць

ДККС-4-01-42, ДККС-4-02-42								
700	420	400	505	305	490	1000	100	34,0-35,4
ДККС-4-01-47, ДККС-4-02-47								
750	470	400	505	305	490	1000	100	34,3-35,7
ДККС-4-01-50, ДККС-4-02-50								
780	500	400	505	305	490	1000	125	34,6-36,0
ДККС-4-01-54, ДККС-4-02-54								
820	540	400	505	305	490	1000	125	34,8-36,2



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.4.7-5.10-7-6-7 (38 см)
(модель ДККС-9-01-38)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.4.7-5.10-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-9-01-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.4.7-5.10-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-9-01-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.4.7-5.10-7-6-7 (50 см)
(модель ДККС-9-01-50)
КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.4.7-5.10.14-7-6-7 (38 см)
(модель ДККС-9-02-38, ДККС-9-03-38)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.4.7-5.10.14-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-9-02-43, ДККС-9-03-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.4.7-5.10.14-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-9-02-46, ДККС-9-03-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.4.7-5.10.14-7-6-7 (50 см)
(модель ДККС-9-02-50, ДККС-9-03-50)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Складані підставки під гомілки
Запобіжний пояс (моделі ДККС-9-02-38 (43, 46, 50) та ДККС-9-03-38 (43, 46, 50))

Технічні характеристики

Примітки.
Моделі ДККС-9-01-38 (43,46,50) та ДККС-9-03-38 (43,46,50) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

ДККС-9-01-38, ДККС-9-02-38, ДККС-9-03-38								
700	380	400	505	305	490	1000	100	35,2-37,1
ДККС-9-01-43, ДККС-9-02-43, ДККС-9-03-43								
750	430	400	505	305	490	1000	100	35,5-37,4
ДККС-9-01-46, ДККС-9-02-46, ДККС-9-03-46								
780	460	400	505	305	490	1000	100	35,7-37,6
ДККС-9-01-50, ДККС-9-02-50, ДККС-9-03-50								
820	500	400	505	305	490	1000	130	36,0-37,9



Виробник:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:

КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.4.7-5.10-7-5-7 (42 см)
(модель ДККС-10-01-42)

КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.4.7-5.10-7-5-7 (47 см)
(модель ДККС-10-01-47)

КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.4.7-5.10-7-5-7 (50 см)
(модель ДККС-10-01-50)

КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.4.7-5.10-7-5-7 (54 см)
(модель ДККС-10-01-54)

КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.4.7-5.10.14-7-5-7 (42 см)
(модель ДККС-10-02-42)

КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.4.7-5.10.14-7-5-7 (47 см)
(модель ДККС-10-02-47)

КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.4.7-5.10.14-7-5-7 (50 см)
(модель ДККС-10-02-50)

КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.4.7-5.10.14-7-5-7 (54 см)
(модель ДККС-10-02-54)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну

Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах

Сидіння складається

Підлокітники подовжені, опускаються або обертаються або відкидні

Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу

Система опори тіла – фіксована

Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння

Складані підставки під гомілки

Запобіжний пояс (моделі ДККС-10-02-42 (47, 50, 54))

Технічні характеристики

Примітки.

Моделі ДККС-10-01-42 (47,50,54) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

ДККС-10-01-42, ДККС-10-02-42								
700	420	400	505	305	490	1000	100	36,3-37,7
ДККС-10-01-47, ДККС-10-02-47								
750	470	400	505	305	490	1000	100	36,6-38,0
ДККС-10-01-50, ДККС-10-02-50								
780	500	400	505	305	490	1000	130	36,9-38,3
ДККС-10-01-54, ДККС-10-02-54								
820	540	400	505	305	490	1000	130	37,1-38,5



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.4.7-2.5.10.14-7-5-8
(42 см)
(модель ДККС-10-03-42)
КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.4.7-2.5.10.14-7-5-8
(47 см)
(модель ДККС-10-03-47)
КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.4.7-2.5.10.14-7-5-8
(50 см)
(модель ДККС-10-03-50)
КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.4.7-2.5.10.14-7-5-8
(54 см)
(модель ДККС-10-03-54)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені, опускаються або обертаються або відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Складані підставки під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

ДККС-10-03-42								
700	420	400	505	305	490	1000	100	43,2
ДККС-10-03-47								
750	470	400	505	305	490	1000	100	43,5
ДККС-10-03-50								
780	500	400	505	305	490	1000	130	43,8
ДККС-10-03-54								
820	540	400	505	305	490	1000	130	44,0

Примітки.
Моделі ДККС-10-03-42 (47, 50, 54) додатково оснащені пристосуваннями для милиць та тентом від сонця



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-9-1-5-5-6-5-1-1-1.3.7-5.6.10.13.14-7-1-7
(40 см)
(модель ДККРС-2-01-40)
КК.4.1.1-0-1-5-5-7-5-1-1-1.3.7-5.6.10.13.14-7-1-7
(44 см)
(модель ДККРС-2-01-44)
КК.4.1.1-0-1-5-5-9-5-1-1-1.3.7-5.6.10.13.14-7-1-7
(48 см)
(модель ДККРС-2-01-48)
КК.4.1.1-0-1-5-5-10-7-1-1-1.3.7-5.6.10.13.14-7-1-7
(52 см)
(модель ДККРС-2-01-52)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Складові підставки під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

ДККРС-2-01-40								
690	400	435	500	300	525	990	100	38,1
ДККРС-2-01-44								
730	440	435	500	300	525	990	100	38,2
ДККРС-2-01-48								
770	480	435	500	300	525	990	100	38,3
ДККРС-2-01-52								
810	520	435	500	300	525	990	130	38,4

Примітки.
Моделі ДККРС-2-01-40 (44,48,52) додатково оснащені пристосуваннями для милиць



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.1.1-9-1-5-5-6-5-1-1-1.3.4.7-5.6.10.14-7-1-7
(40 см)
(модель ДККРС-3-01-40)
КК.4.1.1-0-1-5-5-7-5-1-1-1.3.4.7-5.6.10.14-7-1-7
(44 см)
(модель ДККРС-3-01-44)
КК.4.1.1-0-1-5-5-9-5-1-1-1.3.4.7-5.6.10.14-7-1-7
(48 см)
(модель ДККРС-3-01-48)
КК.4.1.1-0-1-5-5-10-7-1-1-1.3.4.7-5.6.10.14-7-1-7
(52 см)
(модель ДККРС-3-01-52)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

ДККРС-3-01-40								
690	400	435	500	300	525	990	100	39,6
ДККРС-3-01-44								
730	440	435	500	300	525	990	100	39,7
ДККРС-3-01-48								
770	480	435	500	300	525	990	100	39,8
ДККРС-3-01-52								
810	520	435	500	300	525	990	130	39,9

Примітка. Моделі ДККРС-3-01-40(44,48,50) додатково оснащені пристосуваннями для милиць



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.4.2.1-0-1-5-2-5-3-1-2-1.3.7-5.9.14-7-6-6
(38 см)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-4-1-2-1.3.7-5.9.14-7-6-6
(42 см)
КК.4.2.1-0-1-5-2-8-5-1-2-1.3.7-5.9.14-7-6-6
(45 см)
(модель ККВ)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

710	380	500	500	250	550	1050	60	36,0
750	420	500	500	250	550	1050	75	36,0
780	450	500	500	250	550	1050	100	36,0