

СЕРЕДНЬОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ З ПРИБОРОМ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ

Засіб для самостійного пересування користувача в приміщенні і на вулиці та перебування у ньому понад 3 години на день. Характеризується можливістю самостійного керування ним за допомогою обох рук або однієї руки (за умови встановлення пристрою для керування однією рукою), індивідуального налаштування системи опори тіла, колісної бази та / або сидіння, додаткових опцій.

Код ISO 9999: 12 21 06, 12 21 09, 12 21 15

Код ДКПП: 30.92.20-90.05, 30.92.20-90.04, 30.92.20-90.06

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування ручними приводними ободами на колесах;
- система опори тіла фіксована / регульована за кутом нахилу / регульована за висотою;
- підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- підлокітники знімні / відкидні / регулюються за висотою;
- колісна база регульована;
- у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушка на сидіння / сидіння та спинку;
- підставка під гомілки / задники-тримачі;
- пристрій для керування однією рукою.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- протиперекидний пристрій.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
 - травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (у тому числі виражені залишкові деформації), що унеможливає самостійне пересування без додаткової опори;
 - загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях компенсації та субкомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливають самостійне пересування без додаткової опори;
 - наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок та поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційні кукси (в тому числі обох кінцівок), хибний суглоб, дефект сегмента;
 - користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою однієї або обох верхніх кінцівок;
 - користувач може самостійно пересуватися на вулиці та долати перешкоди або скористатись для цього допомогою супроводжуючої особи;
- користувач може самостійно сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння або не може самостійно сидіти на кріслі та потребує спеціального оснащення сидіння або його додаткового налаштування.

СЕРЕДНЬОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ З ПРИБОРОМ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- суттєве обмеження руху обох верхніх кінцівок (можуть бути обумовлені парезами, паралічами, наслідками оперативних втручань і травм);
- захворювання серцево-судинної або легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможливають самостійне пересування на кріслі колісному;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- наслідки травм, операцій і загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);

відносні:

- користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння;
- користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи середньоактивних крісел колісних;
- габаритні розміри у групі середньоактивних крісел колісних не відповідають вимогам користувача та ускладнюють експлуатацію крісла колісного.

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ З
ПРИСТРОЄМ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.5-5-2-8-4-5-5-10-3-3-5.9-7-5-2А
(36 см)
КК.5-5-2-8-4-5-5-10-3-3-5.9-7-5-2А
(38 см)
КК.5-5-2-8-4-6-5-10-3-3-5.9-7-5-2А
(40 см)
(модель 201 М)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка регулюється по висоті
Система опори тіла – фіксована (регулюється колісна
база)
Спинка – регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

600	360	485	590	122	480	775	100 (kg)	13,1
620	380	485	590	122	480	775	100	13,5
640	400	485	590	122	480	775	100	13,9

СЕРЕДНЬОАКТИВНЕ КРІСЛО КОЛІСНЕ З ПРИБОРОМ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.2-5-1-5-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1-6-3
(42,5 см)
(модель ОККСО)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

645	425	530	595	192	475	930	100 (kg)	18,7

Примітка. Крісло колісне оснащено пристроєм однобічного керування