

КРІСЛА КОЛІСНІ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача у приміщенні та на вулиці за допомогою спеціального приводу та систем керування. Характеризується можливістю самостійного керування за допомогою пульта із сервоприводом із базовими функціями та / або можливістю його програмування.

Код ISO 9999: 12 21 21, 12 21 24, 12 21 27

Код ДКПП: 30.92.20-90.08, 30.92.20-90.01, 30.92.20-90.02

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування самостійне за допомогою пульта з сервоприводом;
- система опори тіла фіксована / регульована за кутом нахилу;
- підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою стопи;
- підлокітники знімні / відкидні;
- спинка регульована за кутом нахилу / фіксована;
- сидіння складається / знімне.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушка на сидіння / на сидіння та спинку;
- підставка під гомілки / задники-тримачі.

Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- запобіжний пояс;
- протиперекидний пристрій.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок що ускладнюється захворюваннями верхніх кінцівок;
- Травма хребта (в тому числі шийна) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок;
- Захворювання центральної чи периферичної нервової системи, наслідки травм та оперативних втручань, що супроводжуються стрімким зниженням рухової активності, в тому числі верхніх кінцівок;
- Травма тазу або нижніх кінцівок (в тому числі виражена залишкова деформація), що унеможливає самостійне пересування без додаткової опори за наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок;
- Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадії субкомпенсації та декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб;
- Наявність деформацій хребта зі значним обмеженням рухової активності;
- Дитячий церебральний параліч із вираженими порушеннями рухової активності;
- Користувач не може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- психічні захворювання;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- епілепсія та інші органічні ураження центральної нервової системи чи наслідки травм, що супроводжуються значним порушенням координації рухів верхніх кінцівок;
- виражені порушення статичної та координації рухів;
- стійкі помірні та виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче ніж 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають змоги керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення.

КРИСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-2-5-4-7-5-1.9-2-1.2.3.7-5.9.14.17-7-1.5-8
(43 см)
(модель 215)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну (підлокітники є знімними)
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється ефективна ширина
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

620	430	425	310	200	500	970	15	6	40	5	100 (kg)	75,0

КРИСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-2-5-4-6-5-6-2-1.2.3.7-5.9.14.17-7-1.5-7
(40 см)
(модель 260)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну (підлокітники є знімними)
Розбірне
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

645	400	550	615	192	490	970	15	6,5	20	6	100 (kg)	36,7

КРИСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4.5-8
(45,5 см)
(модель ККЕК-1)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливості котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або
відкидаються)
Підніжка - знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

635	455	445	319	200	450	920	14	6	60	6	100	71,0	

КРИСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-1.2.3.5.9.14.17-7-4.5-8
(45,5 см)
(модель ККЕК-2)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або відкидаються)
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Підголівник
Бічні упори для голови
Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

635	455	445	319	200	450	1030	14	6	60	6	100 (kg)	75,0

Примітка. Керування кріслом колісним здійснюється за допомогою пульта управління (спецпристрою) підборіддям

КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-1-8-5-8-5-1-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4.5-8
(45,5 см)
(модель ККЕД-11)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливості котитись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або
відкидаються)
Підніжка - знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

635	455	445	319	200	450	920	14	6	60	6	100	75,0

КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-2-5-5-5-6-6.9-2-1.2.3.5.7-5.13.17-7-1.5-8
(36 см)
КК.9.1-5-2-5-5-5-6-6.9-2-1.2.3.5.7-5.13.17-7-1.5-8
(41 см)
(модель 9.500 Clou)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливість котитись на колесах
Сидіння складається та регулюється ефективна
ширина
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється висота,
регулюється кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

550-620	360	540	320	190	490	920	30	6	60	7	120	68,7
600-670	410	540	320	190	490	920	30	6	60	7	120	69,7

КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-9-5-4-7-6-4-1.4-3.6-2.5.6.10.12.14.17-5.6-5-8
(42 см)
КК.9.1-5-9-5-4-8-6-4-1.4-3.6-2.5.6.10.12.14.17-5.6-5-8
(46 см)
(модель HERO STAND UP)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються сервоприводом
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння - регулюється кут нахилу
Підлокітники подовжені, відкидні
Підніжка - з відкидною суцільною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла - регулюється сидіння, підніжка
і спинка одночасно до вертикального або
горизонтального положення
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Складові підставки під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

630	420	460	355	227	550	1000	20	9,5	60	10	125	109,8
630	460	460	355	227	550	1000	20	9,5	60	10	125	110,1

КРИСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Ваше Здоров`я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-5-5-4-7-6-1.4.9-2.5-1.2.3.7-5.13.14.17-1.2-1.5-8
(42 см)
(модель Stream)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється кут нахилу та ефективна ширина
Підлокітники короткі, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота, обертається
Система опори тіла - регулюється висота та кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

637	430	545	345	210	530	1000	25	6	50	10	125	97,9

Примітка. Крісло колісне оснащено спинкою з регулюванням натягнення

КРИСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія «ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4.5-8
(40 см)
КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4.5-8
(42 см)
(модель КеД-31)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливості котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

												
585	400	520	320	190	460	920	25	6,0	50	6	100	58,3
607	420	520	320	190	460	920	25	6,0	50	6	100	58,3

КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ

06.1



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія «ДІСПОМЕД»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-6-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4.5-8
(42 см)
КК.9.1-0-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4.5-8
(47 см)
(модель КеД-32)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливості котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

685	420	500	530	195	475	973	25	6,0	50	6	100	60,8
735	470	500	530	195	475	973	25	6,0	50	6	100	60,8

КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-2-2-8-2-7-5-1-2.4-3.6-5.9.14.17-7-1.5-6
(43,5 см)
(модель e-Throne ET-10F22)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість котитись на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники короткі, відкідні
Підніжка - з відкидною суцільною
опорою стопи, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

655	435	420	254	203	510	980	20	6,5	30	3	100 (kg)	32,5

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено сидінням та спинкою з регулюванням
натягіння, пом'якшуюча накладка на спинку

КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «ІНВАПОЛ»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-6-5-8-4-8-5-1.3-1.4-1.2.3.7-2.5.6.9.14.17-3-3.5-8
(45 см)
(модель КУ120-44)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється по горизонталі
Підлокітники подовжені, відкідні
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, знімна, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється по горизонталі
Спинка - регулюється кут нахилу та по горизонталі

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

												
700	450	490-540	325	192	500	1210	20	6	60	8	100	74,4

Примітка. Крісло колісне додатково оснащено боксом для перевезення речей

КРИСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-5-5-4-6-7-1.3.4.9-1-1.2.3.5.7-5.9.14.17-1-2.5-8
(37 см)
КК.9.1-5-5-5-4-8-7-1.3.4.9-1-1.2.3.5.7-5.9.14.17-1-2.5-8
(42 см)
(модель Otto Bock B400)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну. Підлокітники є знімними
Розбірне
Сидіння - знімне, регулюється по горизонталі та кут нахилу, регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

625	370	380-460	350	220	400-500	1080	35	7,0	50	12	125	101,1
625	420	420-500	350	220	400-500	1080	35	7,0	50	12	125	102,1

КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8
(38,5 см)
КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8
(42,5 см)
КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8
(44,5 см)
(модель 110)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливості котитись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

580	385	515	305	194	475	915	25	6,0	50	6	100	58,0
620	425	515	305	194	475	915	25	6,0	50	6	100	58,0
640	445	515	305	194	475	915	25	6,0	50	6	100	58,0

КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
БАЗОВЕ

06.1



Виробник:
ТОВ «Фенікс медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-2-5-5-7-5-6.9-2-1.2.3.7-5.13.14.17-7-1.2.5-8
(42 см)
КК.9.1-5-2-5-5-8-5-6.9-2-1.2.3.7-5.13.14.17-7-1.2.5-8
(46 см)
(модель Rumba)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості котитись на колесах
Сидіння складається, регулюється ефективна ширина
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна, регулюється висота та кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

610	420	565	325	200	500	940	25	6,5	60	6	100	73,6
650	460	565	325	200	500	940	25	6,5	60	6	100	73,6