

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БАЗОВІ

Код ISO 9999: 12 21 21, 12 21 24, 12 21 27

Код ДКПП: 30.92.20-90.08, 30.92.20-90.01, 30.92.20-90.02

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування самостійне за допомогою пульта з сервоприводом;
- система опори тіла пружинна;
- підніжки знімні, регулюються за висотою;
- підлокітники знімні / відкидні;
- спинка фіксована / знімна / відкидна;
- сидіння складається / знімне;
- рама жорстка.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- світлозвукова індикація;
- подушка на сидіння / на сидіння та спинку / м'яке сидіння;
- запобіжний пояс;
- підставка під гомілки / задники-тримачі.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок що ускладнюється захворюваннями верхніх кінцівок;
- Травма хребта (в тому числі шийна) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок;
- Захворювання центральної чи периферичної нервової системи, наслідки травм та оперативних втручань, що супроводжуються стрімким зниженням рухової активності, в тому числі верхніх кінцівок;
- Травма тазу або нижніх кінцівок (в тому числі виражена залишкова деформація), що унеможливає самостійне пересування без додаткової опори за наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок;
- Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадії субкомпенсації та декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб;
- Наявність деформацій хребта зі значним обмеженням рухової активності;
- Дитячий церебральний параліч із вираженими порушеннями рухової активності;
- Користувач не може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- психічні захворювання;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- епілепсія та інші органічні ураження центральної нервової системи чи наслідки травм, що супроводжуються значним порушенням координації рухів верхніх кінцівок;
- виражені порушення статичної та координації рухів;
- стійкі помірно й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче ніж 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають змоги керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення.

ДОРОЖНЄ КРІСЛО КОЛІСНЕ З
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БАЗОВЕ

06.3



Виробник:
ДАХК «АРТЕМ»
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Шифр та модель виробу:
КК.9.2-9-1-5-4-7-5-1-2-1.3.5.7-5.9.14.18.19-6-1-8
(42 см)
(модель 220)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну (підлокітники є знімними)
Розбірне
Сидіння знімне
Підлокітники короткі
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи,
регулюється висота, регулюється кут нахилу опори
стопи
Система опори тіла - пружинна
Спинка - знімна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Робоче гальмо
Електричний привод для управління веденими
колесами

Технічні характеристики

665	420	550	410	360	550	1040	15	5	100	8	100	150,0

ДОРОЖНЄ КРІСЛО КОЛІСНЕ З
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БАЗОВЕ

06.3



Виробник:
ПП «Форвард-Орто»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-5-5-4-7-6-3.4.9-2-1.2.3.7-5.13.14.17-
1.6-1.3.5-8
(41,5 см)
(модель 1.609 iChair mc basic)

**Конструктивні
особливості моделі**

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння регулюється по горизонталі, регулюється
кут нахилу, ефективна ширина
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкідною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється по висоті
Система опори тіла - регулюється кут нахилу,
пружинна
Спинка - знімна, регулюються по горизонталі та кут
нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

600-670	415	530-670	320	220	470	960	28 (42)	6	60	8	120 (kg)	91,7

ДОРОЖНЄ КРІСЛО КОЛІСНЕ З
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БАЗОВЕ

06.3



Виробник:
ТОВ «Ваше Здоров`я Трейдинг»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-5-5-4-7-6-1.3.4.9-2.5-1.2.3.7-5.6.13.17-1.6-1.3.5-8
(44 см)
(модель Bora)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка регулюються вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється кут нахилу та по горизонталі, регулюється ефективна ширина
Підлокітники короткі, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота, обертається
Система опори тіла - пружинна, регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу та по горизонталі

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

605	440	412-508	325	224	580	1000	30	6	60	10	125	103,1

Примітка. Крісло колісне оснащено сидінням та спинкою з регулюванням натягіння

ДОРОЖНЄ КРІСЛО КОЛІСНЕ З
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БАЗОВЕ

06.3



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-3-5-4-7-7-1.9-1.5-1.2.3.7-2.5.6.13.14.17-
1.6-1.5-8
(42 см)
КК.9.1-6-3-5-4-8-7-1.9-1.5-1.2.3.7-2.5.6.13.14.17-
1.6-1.5-8
(47 см)
(модель Wisking 1018 Easier)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється сервоприводом
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння знімне, регулюється ефективна ширина
Підлокітники подовжені, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється висота, обертається
Система опори тіла - регулюється кут нахилу, пружинна
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Підголівник
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

650	420	450	350	234	580	990	30	10	60	8	130	74,0
670	470	450	350	234	580	990	30	10	60	8	130	75,1

ДОРОЖНЄ КРІСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БАЗОВЕ



Виробник:

ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Шифр та модель виробу:

**КК.9.1-5,6-8-5-4-6,7-7-4.9-1.5-1.2.3.5.7-
5.13.14.17-1.6-1.4.5-8
(40-44 см)
(модель OSD-ROCKET2)**

Конструктивні особливості моделі

Сидіння регулюється сервоприводом
Спинка регулюється вручну
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння - регулюється кут нахилу, регулюється
ефективна ширина
Підлокітники подовжені, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна з відкідною складною опорою
стопи, обертається, регулюється по висоті,
регулюється кут нахилу опори стопи
Система опори тіла - регулюється кут нахилу,
пружинна
Спинка - регулюється кут нахилу, знімна, відкідна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Сумка та м'які оздоблення спинки

Технічні характеристики

630- 670	400- 440	555- 605	355	228	530	1055	32	11	100	6	136	96,3

Дорожнє крісло колісне з електроприводом базове

06.3



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

Шифр та модель виробу:
КК.9.1-5-2-8-4-6-5-10-2-1.2.3.7-5.9.14.17-1.6-5-8
(40,5 см)
КК.9.1-5-2-8-4-7-5-10-2-1.2.3.7-5.9.14.17-1.6-5-8
(42,5 см)
(модель 123)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники короткі
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - пружинна, регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

640	405	555	355	225	500	1005	25	8,0	25	6	100	62,0
640	425	565	355	225	500	1005	25	8,0	25	6	100	63,0