

ДОШКИ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ (коляски малогабаритні) БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача у приміщенні та на вулиці за допомогою мускульної сили, що прикладається до штовхачів з гумовими накладками. Характеризується неможливістю індивідуальної адаптації системи сидіння

Код ISO 9999: 12 27 15

Код ДКПП: 30.92.20-30.02

Код УКТЗЕД: 87 13 10

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування самостійне;
- фіксована система опори тіла;
- підніжки та підлокітники відсутні;
- спинка відсутня.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- запобіжний пояс.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Висока двостороння ампутація стегон;
- Користувач може самостійно керувати дошкою для пересування за допомогою обох верхніх кінцівок;
- Користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- Суттєве обмеження рухів обох верхніх кінцівок (можуть бути обумовлені парезами, паралічами, наслідками оперативних втручань і травм);
- Захворювання серцево-судинної, легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможливають самостійне переміщення крісла колісного;
- Порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- Наслідки травм, операцій, загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);

відносні:

- Користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи дощок для пересування;
- Габаритні розміри в групі дощок для пересування не відповідають вимогам користувача та ускладнюють експлуатацію крісла колісного.

ДОШКА ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ (коляски малогабаритні) БАЗОВА



Виробник:
Львівське КЕПЗПіП

Шифр та модель виробу:
ЗП.1-1-0-*-1-6-4-10-*-14-7-*-1
(модель КМ)

Конструктивні особливості моделі

Постачається з сидінням без спинки або кут між сидінням і спинкою незмінний (регулюється вся система підтримки тіла)
Постачається з сидінням без підніжок та підлокітників
Не складається
Сидіння фіксоване
Підлокітники та підніжка відсутні
Система опори тіла - фіксована
Спинка відсутня

Додаткове оснащення

Запобіжний пояс

Технічні характеристики

390	390	480	120	120	210	210	75 (kg)	6,0	

Примітка. Комплектується штовхачами