

Вакуум-клапан приймальні гільзи (протеза нижньої кінцівки) - пристрій, що забезпечує знижений тиск усередині приймальні гільзи протеза нижньої кінцівки у фазі переносу для утримання протеза на куксі.

Механізм фіксувальний (замок човниковий) - пристрій, що використовують для фіксування силіконового чохла в приймальній гільзі

7НК.1.4 - Вакуум-клапани

7НК.2.С.В.Х.А - Механізми фіксувальні (замки човникові)

7НК.1.4 - Вакуум-клапани

ПРИЗНАЧЕННЯ


Для виготовлення протезів гомілки та стегна



Варіант 1



Варіант 2



Варіант 3

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з корпусу з гайкою, клапану, гумових прокладок.

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Створення розріджень у приймальній гільзі у разі вакуумного кріплення протеза стегна з жорсткою гільзою.

Модель	Виробник/ постачальник	Висота, мм	Діаметр, мм	Маса, кг
<i>Варіант 1</i>				
У-018	ЗАТ «Протекон»	18	35	0,01
<i>Варіант 2</i>				
PRO9.MS	PROTED PROTEZ ORTEZ REHABILITASYON LTD/ПП «ЦП „Інвалтруд”	24	40	0,02
<i>Варіант 3</i>				
ПНК 2699	УкрНДІпротезування	18	40	0,02

7НК - ЕЛЕМЕНТИ ПРОТЕЗІВ

7НК.2.С.В.Х.А - Механізми фіксувальні (замки човникові)

С	Конструктивні особливості
В	Особливості ламінування
Х	Вид матеріалу
А	Значення максимальної маси користувача, кг

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для виготовлення протезів гомілки та стегна з вкладишем із силіконової композиції.

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Спрощення технології виготовлення протеза.

	С	В	Х	А
7НК.2.1.1.4.4	Безпелюсткові	3 пірамідальним хвостовиком	Алюмінієвий сплав	100
7НК.2.1.3.4.4	Безпелюсткові	Для ламінування безпосередньо в гільзу	Алюмінієвий сплав	100
7НК.2.1.3.4.5	Безпелюсткові	Для ламінування безпосередньо в гільзу	Алюмінієвий сплав	125
7НК.2.1.3.9.4	Безпелюсткові	Для ламінування безпосередньо в гільзу	Поліамід	100
7НК.2.2.1.2.4	3 пелюстками	3 пірамідальним хвостовиком	Титановий сплав	100
7НК.2.2.1.4.4	3 пелюстками	3 пірамідальним хвостовиком	Алюмінієвий сплав	100
7НК.2.2.1.4.5	3 пелюстками	3 пірамідальним хвостовиком	Алюмінієвий сплав	125
7НК.2.2.2.4.4	3 пелюстками	3 4-ма юстирувальними гвинтами	Алюмінієвий сплав	100
7НК.2.2.1.4.5	3 пелюстками	3 4-ма юстирувальними гвинтами	Алюмінієвий сплав	125



Варіант 1



Варіант 2



Варіант 3



Варіант 4



Варіант 5




Варіант 6



Варіант 7



Варіант 8



Варіант 9



Варіант 10



Варіант 11



Варіант 12



Варіант 13



Варіант 14



Варіант 15



Варіант 16



Варіант 17




Варіант 18



Варіант 19



Варіант 20



Варіант 21



Варіант 22



Варіант 23



Варіант 24



Варіант 25



Варіант 26



Варіант 27



Варіант 28



Варіант 29

Модель	Виробник/ постачальник	Висота, мм	Довжина, мм	Діаметр, мм	Маса, кг
<i>Варіант 1</i>					
7НК.2.2.1.4.5					
ORT-300	Ortotek Ortopedi Ltd/ ПОГ РОП «Нертус»	70	78	105	0,275
<i>Варіант 2</i>					
7НК.2.2.2.4.5					
ORT-301	Ortotek Ortopedi Ltd/ ПОГ РОП «Нертус»	70	78	105	0,275
<i>Варіант 3</i>					
7НК.2.1.3.4.5					
ORT-302	«Ortotek Ortopedi LTD»/ Одеське КЕПОП	70	78	105	0,275
<i>Варіант 4</i>					
7НК.2.1.3.4.4					
ОПП-Н-073	ХДДПП	62	62	40	0,085
<i>Варіант 5</i>					
7НК.2.1.1.4.4					
ОПП-Н-074	ХДДПП	46	66	40	0,142
<i>Варіант 6</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
SL-700 A	ORTPAR ORTHOPEDICS/ ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»	—	—	—	0,301
<i>Варіант 7</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
SL-750 A	ORTPAR ORTHOPEDICS/ ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг»	—	—	—	0,265

Модель	Виробник/ постачальник	Висота, мм	Довжина, мм	Діаметр, мм	Маса, кг
<i>Варіант 8</i>					
7НК.2.1.1.4.4					
7НК.05.01	ДП „НВФ „Орттех-плюс”	62	40	68	0,100
<i>Варіант 9</i>					
7НК.2.2.1.2.4					
A62	ТОВ «КБ «Імпульс»	74	113	81	0,19
<i>Варіант 10</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
7-MF-100	The Lin Prosthetic & Orthopaedic Inc/ТОВ «Інвапол»	77	100	100	0,30
<i>Варіант 11</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
HN6A20=10	Henan Songshan Produce Co., Ltd/ППП „Ортопедсервіс”	67	92	63	0,25
<i>Варіант 12</i>					
7НК.2.2.2.4.4					
HN6A20=20	Henan Songshan Produce Co., Ltd/ППП „Ортопедсервіс”	74	116	105	0,30
<i>Варіант 13</i>					
7НК.2.2.1.4.5					
40S1	«Streifeneder»/ТОВ «Ортотех-Сервіс» ГмбХ	80	112	85	0,158
<i>Варіант 14</i>					
7НК.2.2.1.4.5					
40S2	«Streifeneder»/ТОВ «Ортотех-Сервіс» ГмбХ	80	112	85	0,147

Модель	Виробник/ постачальник	Висота, мм	Довжина, мм	Діаметр, мм	Маса, кг
<i>Варіант 15</i>					
7НК.2.1.1.4.4					
3130	ST&G Corporation/ „ОПТО-КРОК”	58	74	46	0,320
<i>Варіант 16</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
PRLK.10	Protod Prosthetics Orthotics Rehabilitation Center Limited/ ТОВ «ГЕЛІОС-ОПТО», ТОВ «Ортоснаб-Сервіс»	55	80	35	0,404
7НК.2.2.2.4.4					
PRLK.20	Protod Prosthetics Orthotics Rehabilitation Center Limited/ ТОВ «ГЕЛІОС-ОПТО», ТОВ «Ортоснаб-Сервіс»	55	80	35	0,392
<i>Варіант 17</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
6BS20=11FJ	FUJIAN PROSTHETICS CENTER/ „ОПТО-КРОК” ЛОГО „ПІА”	68	72	—	0,295
<i>Варіант 18</i>					
7НК.2.2.2.4.4					
6BS20=21FJ	FUJIAN PROSTHETICS CENTER/ „ОПТО-КРОК” ЛОГО „ПІА”	72	80	—	0,303
<i>Варіант 19</i>					
7НК.2.2.2.4.4					
SL-600 A	ORTPAR ORTHOPEDICS/ ТОВ „Ваше Здоров'я Трейдинг”	—	—	—	0,304
<i>Варіант 20</i>					
7НК.2.2.2.4.4					
SL-650 A	ORTPAR ORTHOPEDICS/ ТОВ „Ваше Здоров'я Трейдинг”	—	—	—	0,289
<i>Варіант 21</i>					
7НК.2.1.3.9.4					
SL-700 P	ORTPAR ORTHOPEDICS/ ТОВ „Ваше Здоров'я Трейдинг”	—	—	—	0,156

Модель	Виробник/ постачальник	Висота, мм	Довжина, мм	Діаметр, мм	Маса, кг
<i>Варіант 22</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
E 70-Kit	ER MAKINA Sanayi ve TIC. LTD. STI/TOB «ФОРВАРД-МАРКЕТ»	—	—	—	0,284
<i>Варіант 23</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
E 70-09-Kit	ER MAKINA Sanayi ve TIC. LTD. STI/TOB «ФОРВАРД-МАРКЕТ»	—	—	—	0,314
<i>Варіант 24</i>					
7НК.2.2.2.4.4					
E 71-Kit	ER MAKINA Sanayi ve TIC. LTD. STI/TOB «ФОРВАРД-МАРКЕТ»	—	—	—	0,308
<i>Варіант 25</i>					
7НК.2.2.2.4.4					
E 71-09-Kit	ER MAKINA Sanayi ve TIC. LTD. STI/TOB «ФОРВАРД-МАРКЕТ»	—	—	—	0,333
<i>Варіант 26</i>					
7НК.2.1.3.4.4					
E 73-Kit	ER MAKINA Sanayi ve TIC. LTD. STI/TOB «ФОРВАРД-МАРКЕТ»	—	—	—	0,254
<i>Варіант 27</i>					
7НК.2.2.1.4.4					
A62A	ТОВ "КБ „Імпульс”"	75	82-107	107	0,27

Модель	Виробник/ постачальник	Висота, мм	Довжина, мм	Діаметр, мм	Маса, кг
--------	---------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------

Варіант 28

7НК.2.2.1.4.4

BST-094	BIONEST PROTEZ ORTEZ REHABILITATION MALZEMELERI SAN. TIC. A.S/ ФОП Гордійчук Валентина Миколаївна	83	84	114	0,286
----------------	---	----	----	-----	-------

Варіант 29

7НК.2.2.1.4.4

BST-095	BIONEST PROTEZ ORTEZ REHABILITATION MALZEMELERI SAN. TIC. A.S/ ФОП Гордійчук Валентина Миколаївна	100	84	114	0,307
----------------	---	-----	----	-----	-------

Шифри виробів згідно з НД виробників/постачальників

	с.
3130	7
40S1	6
40S2	6
6BS20=11FJ	7
6BS20=21FJ	7
7-MF-100	6
7HK.05.01	6
A62	6
A62A	8
BST-094	9
BST-095	9
E 70-09-Kit	8
E 70-Kit	8
E 71-09-Kit	8
E 71-Kit	8
E 73-Kit	8
HN6A20=10	6
HN6A20=20	6
PR09.MS	2
PRLK.10	7
PRLK.20	7
SL-600 A	7
SL-650 A	7
SL-700 A	5
SL-700 P	7
SL-750 A	5
ORT-300	5
ORT-301	5
ORT-302	5
ОПП-Н-073	5
ОПП-Н-074	5
ПНК 2699	2
У-018	2