

9НК.1 - КОМПЛЕКТИ (напівфабрикатів до протезів гомілки)**ПРИЗНАЧЕННЯ**

Для виготовлення протезів гомілки

**ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ**

З'єднання елементів протезів гомілки

Шифр	Модель	Виробник/ постачальник
9НК.1	23-К	ЗАТ «Протекон»

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Чашка приймальня:

Діаметр - 113 мм

Висота - 251 мм

Маса - 0,24 кг

Тримальний модуль:

Діаметр - 40 мм

Висота - 250 мм

Маса - 0,18 кг

Кільце юстирувальне:

Діаметр - 68,5 мм

Висота - 18 мм

Маса - 0,05 кг

Шайба:

Діаметр - 38,5 мм

Висота - 8 мм

Маса - 0,017 кг

Опора:

Діаметр - 62 мм

Висота - 39 мм

Маса - 0,09 кг